

ミニ分光器

目次

- [1. 概要](#)
- [2. 構成](#)
- [3. 特性](#)
- [4. レーザ光などの測定時の注意](#)
- [5. 冷却型ミニ分光器の周囲温度変化に対するダーク安定性](#)

1. 概要

色測定・化学分析などに使用されてきた分光装置は、一般的に大型で、測定するために分光装置が設置された分析室などに測定対象を持ち込む必要がありました。これに対して、測定対象を分析室に持ち込むことなく現場にて分析を行うリアルタイム計測、および常時測定監視を行うモニタリング計測への関心が近年急速に高まりつつあります。

当社は、長年にわたって培ってきた独自のイメージセンサ技術と、エッチングなどの MEMS 技術を融合した小型で低価格のミニ分光器を用意しています。ミニ分光器には、波長分散素子であるグレーティングなどの光学系とリニアイメージセンサが内蔵されています。ミニ分光器は、化学分析、色測定、環境計測、生産ラインにおけるプロセスコントロールなどの幅広い測定に応用できます。なお当社は、モバイル測定機器への組み込みを想定した OEM モデルも用意しています。

2. 構成

モノクロメータは、従来から分光装置として広く普及しており、通常はフォーカスレンズ（またはフォーカスマirror）の焦点面に射出スリットが配置されています。一方、ポリクロメータは、モノクロメータの分光原理を利用して、同時に複数のスペクトルの測定を可能にしたものです。ミニ分光器はコンパクトなポリクロメータであり、フォーカスレンズ／ミラーの焦点面にリニアイメージセンサが配置されています。小型化を実現するために、コリメートレンズ（またはコリメートミラー）およびフォーカスレンズ／ミラーの焦点距離がモノクロメータに比べて短いものを採用しています。

以下にミニ分光器の主要な構成について説明します。

入射スリット

測定光を導入するための開口部です。開口の大きさは、波長分解能・スループットなどの光学的特性に大きな影響を与えます。光ファイバ入射型と空間入射型の2つの光入射方式があります。

コリメートレンズ／ミラー

入射スリットを透過した光は、一般に広がり角をもちます。コリメートレンズは、この透過光を平行にしてグレーティングに導きます。

グレーティング

グレーティングは、コリメートレンズを通過した入射光を波長ごとに異なる回折角度にて射出して分光を行います。


フォーカスレンズ／ミラー

グレーティングによって分光された光を波長順にイメージセンサ上へ直線状に結像させます。

イメージセンサ

グレーティングで分光され、フォーカスレンズによって結像された光信号を電気信号に変換して出力します。

[図 2-1] 光学系配置図 (TG シリーズ)



KACCC0256JA

2-1. 入射スリット

(1) スリット幅

入射スリットは、ミニ分光器に取りこむ測定光の空間的広がりを制限する機能をもっています。ミニ分光器の入射スリット像はイメージセンサ上に結像します。スリット幅は、波長分解能を決定する要素です。スリット幅を狭くすると、ミニ分光器の波長分解能はある程度まで向上します。しかし光学系の収差があるため、波長分解能の向上には限界があります。収差の影響を少なくするためにはNAを小さくするという方法があります。これにより分解能の向上の限界をある程度広げることが可能になります。


波長分解能とスループットはトレードオフの関係にあります。波長分解能を上げるためにスリット幅を狭くしたりNAを小さくしたりすると、スループットは低下します。必要とする波長分解能とスループットを考慮してスリット幅とNAを決める必要があります。

[表 2-1] ミニ分光器の NA、スリット幅 (C10082CA/C10083CA シリーズ)

型名		NA	スリット幅
感度波長範囲 200~800 nm	感度波長範囲 320~1000 nm		
C10082CA-2200	C10083CA-2200	0.22	200 μm
C10082CA-2100	C10083CA-2100		100 μm
C10082CA	C10083CA		70 μm
C10082CA-2050	C10083CA-2050		50 μm
C10082CA-1050	C10083CA-1050		50 μm
C10082CA-1025	C10083CA-1025	0.11	25 μm
C10082CAH	C10083CAH		10 μm


[図 2-2] 波長分解能－波長

(a) C10082CA シリーズ



KACCB0194JA

(b) C10083CA シリーズ



KACCB0195JA


(2) スリット高さ

スリット高さは、装置のスループットに影響を与えますが、波長分解能にはほとんど影響を与えません。しかし、実際には光学系の収差のためにスリット像がイメージセンサ上で歪むことにより、波長分解能や迷光特性を悪化させる場合があります、注意する必要があります。

輝線の中心波長

輝線の中心波長 (λ_c)を決めるには、輝線を 3 画素以上で検出してガウス関数で近似する必要があります。

[図 2-3] ガウス関数で近似することによる輝線の中心波長の確定



KACCC0335JA

2-2. コリメートレンズ (ミラー)

コリメートレンズは、スリット透過光を平行光にしてグレーティングに入射させます。このときアパーチャ (開口) を併用することにより、ミニ分光器内に取りこむ光束の NA^{*1} を制限します。

*1: 光束の NA は、立体角から求められます。

例) 光束の立体角 $\theta=25.4^\circ$ の場合

$$NA = \sin \frac{\theta}{2} \text{ のため、 } NA \approx 0.22$$

2-3. グレーティング

(1) 回折格子方程式

グレーティング (回折格子) による分光の原理は、式 (2-1) の回折格子方程式によって表されます。

$$d (\sin \alpha \pm \sin \beta) = m \lambda \quad \cdots (2-1)$$

d: 開口の間隔


α : 入射角 (入射光とグレーティング法線がなす角度)

β : 回折角 (回折光とグレーティング法線がなす角度)

m: 回折次数 ($m=0, \pm 1, \pm 2 \cdots$)

λ : 波長

[図 2-4] 回折格子方程式の変数



KACCC0246JC

(2) 仕様

グレーティングの主な仕様は、以下の 4 点です。

- ・ サイズ
- ・ 格子周波数: 1 mm 当たりのスリット数 (溝の本数)
- ・ 回折有効波長帯 (ブレード波長)
- ・ 回折効率

格子周波数

格子周波数 (N)は、式 (2-2)で表されます。

$$N=1/d \dots\dots (2-2)$$

d: 開口の間隔

格子周波数は、逆線分散値 (D)を決めるパラメータです。逆線分散値は、フォーカスレンズの焦点面上における単位長さ当たりの波長差を示します。逆線分散値は以下のように求められます。

回折格子方程式 $d(\sin \alpha \pm \sin \beta) = m \lambda$ より

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = Nm \lambda$$

入射角 α を一定として両辺を λ で微分すると

$$d \beta / d \lambda = Nm / \cos \beta$$

両辺にフォーカスレンズの焦点距離 f をかけると

$$f \cdot d \beta / d \lambda = Nm f / \cos \beta$$

この逆数が逆分散値であり、 $f \cdot d \beta = dx$ とすると

$$D = d \lambda / dx = \cos \beta / Nm f$$

回折効率

回折効率 (DE: diffraction efficiency)は、入射光のエネルギーのうち、回折光としてどの程度のエネルギーを取り出せるかを示す値です。ミニ分光器の回折効率は、入射光量に対する特定の次数の回折光量比で表されます。当社の透過型グレーティングは格子形状であり、広い波長範囲に対して一定の回折効率を実現しています。また、当社の反射型グレーティングは、ブレードグレーティング (鋸形状)であり、特定の波長に対して高い回折効率を得られます。


当社のミニ分光器には、表 2-2 の種類のグレーティングが内蔵されています。ミニ分光器のグレーティングは、光学シミュレーション技術を用いて凹凸の比率や溝の深さを最適化し、製品に合った回折効率と偏光依存性を実現しています。

[表 2-2] ミニ分光器のグレーティングの種類

種類	マスター/レプリカ	作製方法	材質	形状	特徴
透過型	マスター	エッチング	石英	格子形状	<ul style="list-style-type: none">温度変化に対して安定した仕様広い波長範囲に対して一定の回折効率グレーティング角度に対する回折光の出射角度依存性が少ない格子周波数を高くすることができる
反射型	レプリカ	成型	樹脂	ブレード (鋸形状)	<ul style="list-style-type: none">低コスト特定の波長に対して回折効率が高い


[図 2-5] 回折効率 (代表例)

(a) C11482GA, C9913GC



KACCB0075JB

(b) C9914GB



KACCB0116JA

2-4. フォーカスレンズ (ミラー)

フォーカスレンズは、グレーティングからの回折光をイメージセンサ上に波長の順に直線状に結像させます。

2-5. イメージセンサ

ミニ分光器には、当社が長年にわたって培ってきたイメージセンサ技術をベースに最適化したイメージセンサが内蔵されています。

グレーティングで分光されたスペクトルは、フォーカスレンズ (ミラー)によって波長ごとに直線状にリニアイメージセンサへ結像され光電変換されます。イメージセンサでは、各画素に入射される光信号をある期間ごとに出力します。この期間を蓄積時間と呼び、蓄積時間を調節することにより光信号の出力を最適化することができます。たとえば微弱光を検出する場合、蓄積時間を長くすることにより光信号の出力を信号処理が可能なレベルまで引き上げることができます。

(1) 時系列蓄積方式と同時蓄積方式

ミニ分光器に用いられているイメージセンサの電荷蓄積方式には、イメージセンサの構造により時系列蓄積方式と同時蓄積方式があります。

時系列蓄積方式


時系列蓄積方式のイメージセンサでは信号転送はアドレス方式であり、シフトレジスタからの連続的なパルスがアドレス信号としてフォトダイオード部に加えられ、フォトダイオードに蓄積されていた電荷を共通信号線に出力します。各画素の蓄積時間は同一ですが、画素ごとにスキヤンタイミングが異なるため (図 2-6)、時間によって変動する入射光を検出する場合には注意する必要があります。パルス光を検出する場合には、すべての画素が蓄積タイミングのときに入射させることを推奨します。

時系列蓄積方式では、繰り返し時間 (Tc)と蓄積時間 (Ts)は一致します。

各画素の読み出し時間が 4 μ s/ch、画素数が 512 ch の場合、センサ全体の読み出し時間 (Tr)は以下のように表されます。

$$Tr = 4 \mu\text{s/ch} \times 512 \text{ ch} = 2.048 \text{ ms}$$


[図 2-6] タイミングチャート(時系列蓄積方式)



繰り返し時間 (Tc) = 蓄積時間 (Ts) + 読み出し時間 (Tr) + 休止時間

KACCC0247JA

[図 2-7] 時系列蓄積方式と同時蓄積方式の違い




KACCC0250JA

同時蓄積方式

同時蓄積方式のイメージセンサでは、シフトレジスタからのパルスによりフォトダイオードに蓄積された電荷は全画素同時にアナログシフトレジスタに移され、各画素の電荷はクロックパルスにより順次出力部に転送・出力されます。この方式は、高感度 CMOS リニアイメージセンサおよび InGaAs リニアイメージセンサに採用されています。

蓄積時間 (Ts)は高感度 CMOS リニアイメージセンサでは ST 信号のレベル、InGaAs リニアイメージセンサでは RESET 信号のレベルで制御されます。ST 信号、RESET 信号の High レベルに同期して電荷の蓄積が行われます。繰り返し時間 (Tc)は、蓄積時間 (Ts)とリセット期間 (Treset)の合計になります。なお、リセット期間内に入射された光信号は検出されません。パルス光を入射する場合には、蓄積時間に入射する必要があります。

[図 2-8] タイミングチャート(同時蓄積方式)



繰り返し時間 (T_c) = 蓄積時間 (T_s) + リセット 期間 (T_{reset})

KACCC0248JA


(2) 同じ光学系のミニ分光器の比較

TMシリーズの C10083CA・C10083MD・C11697MB では、同じ光学系で異なるイメージセンサを搭載し、それぞれ以下の特徴をもっています。

[表 2-3] 同じ光学系のミニ分光器の比較


項目	C10083CA	C10083MD	C11697MB
感度	◎	△	◎
直線性	◎	◎	○
暗出力	○	◎	△
ノイズ	○	◎	△
シャッタ機能	×	×	○
電源	USB バスパワーと AC アダプタ	USB バスパワー	USB バスパワー

[図 2-9] 分光感度特性 (代表例)



KACCB0406JA


[図 2-10] 暗出力—蓄積時間 (代表例)



A/D 出力は、センサおよび回路のオフセット出力とセンサ暗出力が加算されたものです。グラフ中の数式は、各製品における暗出力の近似式です。


KACCB0407JA

[図 2-11] 波長分解能—波長 (代表例)



KACCB0408JA

[図 2-12] 直線性 (代表例)



ミニ分光器の A/D 出力は、入射光量に比例することが理想です。ここでは A/D 出力が飽和時の 1/2 付近となる点と、原点を結んだ直線を理想値としています。本グラフは、実際の出力と理想値の差の、理想値に対する割合を示します。横軸は、A/D 出力が飽和時の 1/2 付近となる場合の光量を 1 にした相対値の光量です。

KACCB0409JA

2-6. ミニ分光器への光入射

ミニ分光器には、2種類の光入射方式のタイプがあります。

- ・SMA905 コネクタ付光ファイバを接続することによって、測定光を分光器内部に導く SMA905 コネクタ付タイプ (光ファイバ入射型)
- ・光ファイバを用いずに、入射光を空間を介して導くタイプ (空間入射型)


ここでは光入射に用いる光ファイバや光入射方法について説明します。

光ファイバを曲げた場合の影響

光ファイバ (パッチコード)は光ファイバ素線、光ファイバ素線を保護する保護チューブ、および光ファイバ素線を接続するために両端に設けられた光ファイバコネクタにより構成されます。光ファイバ素線は、コアよりも屈折率がわずかに低いクラッドがコアを取り囲む構造になっています。コアとクラッドの屈折率の差により、その界面において臨界角

以上の光が全反射をして伝達されます。このため、外部から光ファイバ内部へ光を入射する角度が光ファイバの NA になります。

[図 2-13] 光ファイバ入射光



KACCC0656JA

光ファイバを曲げることにより、光ファイバ素線内部の伝達条件が変化します。このためミニ分光器に接続した光ファイバを測定中に曲げたり、揺らしたりすると、ミニ分光器の出力が変動する場合があります。

注) 「ミニ分光器セレクションガイド (17 ページ)」に記載された最小曲げ半径よりも小さく曲げて使用すると断線する場合がありますため、避けてください。

光入射の NA (開口率) ≥ 0.22 にする方法


ミニ分光器の多くは内部光学系が $NA=0.22$ に設計されています。これに伴って、ミニ分光器に測定光を入射する部分では光入射の $NA \geq 0.22$ にする必要があります。この条件を満たすための光入射方法を紹介します。

(1) 測定サンプルに光ファイバの先端を十分に近接させる方法

この場合には、測定サンプルからの光放射の NA が 0.22 より十分に大きいことが必要です。

(a) 測定サンプルの光放射部分が有限の大きさをもつ場合

[図 2-14] 測定サンプルと光ファイバの配置例 (1)



光ファイバから測定サンプルの光放射を見込む角度が $NA \geq 0.22$ になるよう設定してください (測定サンプルの光放射部の大きさと NA、および測定サンプルと光ファイバの距離を確認してください)。

KACCC0654JB

$NA=0.22$ の場合は立体角 25.4° のため、測定サンプルから光ファイバ入射端までの距離 L は以下の条件を満たす必要があります。


$$D/2 \geq \tan \{(25.4^\circ/2) \times L\} + d/2$$

$$L \leq (D/2 - d/2) / \tan(25.4^\circ/2) = (D - d)/0.45$$

測定サンプル径: D
光ファイバコア径: d

(b) 測定サンプルが点光源の場合

[図 2-15] 測定サンプルと光ファイバの配置例 (2)



測定サンプル(点光源)からファイバのコア径を見込む角度が $NA \geq 0.22$ となるように測定サンプルと光ファイバ入射端の距離を設定してください。

KACCC0768JA

L は以下の条件を満たす必要があります。


$$\tan(25.4^\circ/2) \geq (d/2)/L$$

$$L \leq (d/2) / \tan(25.4^\circ/2) = d/0.45$$

(2) 集光レンズを用いて $NA \geq 0.22$ の条件で光入射する方法

・測定サンプルの光放射部分が有限の大きさをもつ場合、もしくは点光源の場合

[図 2-16] 測定サンプルと光ファイバの配置例 (3)



集光レンズの口径 d 、焦点距離 f は、以下の式を満たす必要があります。

$$\tan(25.4^\circ/2) \leq (d/2)/f$$

$$d \geq 2 \times f \times \tan(25.4^\circ/2) = f \times 0.451$$

実際の測定においては測定サンプルから放射される光束に指向性があったり平面内で強度分布をもつ場合があります、注意が必要です。また光学部品を使用して集光などを行う場合は、その収差についても配慮する必要があります。


ミニ分光器と接続する光ファイバに必要なとされる条件

(1) ミニ分光器の感度波長域、測定光の波長域において透過率が優れているもの


一般に純粋石英ファイバは、広い波長域において高い透過率を示します。しかし OH 基の含有率の高い純粋石英ファイバでは、長波長域 (1 μm 付近など)において高い伝送損失をもちます。一方、OH 基の含有率の低い純粋石英ファイバや Ge ドープ石英ファイバの伝送損失は、長波長域では低く紫外域では高くなります。また 250 nm 付近の紫外域においては、石英ファイバであっても劣化することが知られています。これらのことを考慮して光ファイバを選定する必要があります。

[図 2-17] 光ファイバの伝送損失(代表例)

(a) 純粋石英ファイバ (耐紫外線)



(b) Ge ドープ石英ファイバ



KACCB0079JB

KACCB0080JA


(2) ミニ分光器の内部 NA 以上の NA で光ファイバに光入射すること

光ファイバに光入射する NA がミニ分光器の内部 NA より小さい場合に、波長シフトなどの影響が発生する恐れがあります。

(3) コア径がミニ分光器の入射スリット幅の 3 倍程度より大きいもの (入射スリット幅が 70 μm より大きい場合)


光ファイバのコア径が入射スリット幅の 3 倍程度より小さい場合、測定値の波長再現性が悪くなります。入射スリット幅が 70 μm 以下の場合には、コア径が 200 μm 以上の光ファイバを使用してください。

[図 2-18] 波長再現性—コア径 (光ファイバ)



KACCB0112JF

[図 2-19] スリット高さと光ファイバのコア径 (例)




KACCC0546JA

(4) 光ファイバの保護チューブの遮光性が高いもの

光ファイバの保護チューブの遮光性が低いと、光ファイバに外乱光が迷光として混入し、測定に影響を及ぼします。

[図 2-20] 遮光性の異なる光ファイバを用いた迷光の測定例



KACCB0113JB

光ファイバのオプション

紫外／可視域用ファイバ（耐紫外線）と可視／近赤外域用ファイバのコア径 600 μm 、800 μm のタイプを用意しています（別売）。

詳細は、ミニ分光器セレクションガイド（17 ページ）を参照してください。

https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/mini-spectro_kacc0002j.pdf#page=17

注) 光ファイバ選定時の注意

- ・ 測定波長範囲に 400 nm 以下の波長が含まれる場合は、紫外／可視域用ファイバが適しています。
- ・ スリット高さが 600 μm 以上のミニ分光器の場合は、コア径 800 μm の光ファイバを選定するとミニ分光器への入射光量を上げることが可能です。ただしデータシートなどに記載された仕様は、コア径 600 μm の光ファイバを接続した場合のデータです。

2-7. 駆動回路

モジュールタイプのミニ分光器には、イメージセンサ専用の駆動回路を内蔵しています。駆動回路上のビデオ信号処理回路において信号処理されたビデオ信号を 16 ビット A/D 変換器にてデジタル信号に変換し、コントローラの制御によって USB を介して PC へデータ転送します。

ミニ分光器の駆動回路は、以下の部分で構成されています。

非冷却型

- ・ センサ駆動回路
- ・ ビデオ信号処理回路
- ・ A/D 変換器
- ・ コントローラ
- ・ データ転送部
- ・ 電源回路

冷却型

- ・ センサ駆動回路

- ・ ビデオ信号処理回路
- ・ A/D 変換器
- ・ コントローラ
- ・ データ転送部
- ・ 電源回路
- ・ 温度制御部、冷却ファン

(1) センサ駆動回路

ミニ分光器内蔵のイメージセンサの仕様に合った信号 (CLK, START, RESET など)を生成し、イメージセンサの端子に入力します。

(2) ビデオ信号処理回路

ビデオ信号処理回路は、イメージセンサから出力されたビデオ信号を処理します。ミニ分光器内蔵の A/D 変換器の性能を最大限に生かすため、オフセット電圧の調整や出力信号の増幅を行います。

(3) A/D 変換器

ビデオ信号処理回路から出力されたビデオ信号は、A/D 変換器で 16 ビットのデジタル信号に変換されます。

(4) コントローラ

コントローラはセンサとデータ転送のやりとりを実行するほか、適切なタイミングでスキャン開始信号を発生させます。

(5) データ転送部

A/D 変換器で変換されたデータは、センサ駆動回路の FIFO メモリに格納された後、センサのスキャンとは非同期に CPU の内部 RAM を経由して USB を介して PC へデータ転送されます。

(6) 電源回路

電源回路には、PC からの USB バスパワーおよび外部からの電源が供給されます。供給された電源によって、DC/DC コンバータにて必要な電圧を生成します。また、PC および DC/DC コンバータから発生するスイッチングノイズをフィルタ回路により極力低減させ、回路の低ノイズ化を実現します。

(7) 温度制御部、冷却ファン

冷却型のミニ分光器は、イメージセンサに内蔵された電子冷却素子で受光部を冷却することで、低暗電流で高精度の測定を行います。温度制御部は、受光部を一定温度に冷却するために電子冷却素子に流す電流を制御します。また、冷却ファンは電子冷却素子の放熱を効率よく行います。

2-8. インターフェース

ミニ分光器は、モジュールタイプと機器組込用に分類されます。モジュールタイプは、表 2-5 の USB インターフェースに対応しています。


[表 2-4] モジュールタイプのミニ分光器の USB インターフェース

ミニ分光器	型名	インターフェース
TG/TG-cooled シリーズ	C9405CC, C9913GC, C9914GB	USB 1.1
TG2/TG-cooled2 シリーズ	C11118GA, C11482GA	USB 2.0
TM シリーズ	C10082MD, C10082CA, C10082CAH C10083MD, C10083CA, C10083CAH	USB 1.1
TM2 シリーズ	C11697MB	USB 2.0
TF シリーズ	C13053MA, C13555MA, C14486GA	USB 2.0
WS シリーズ	C16449MA-01, C16449MA-02	USB 2.0

(1) モジュールタイプ


モジュールタイプのミニ分光器には、光学系・イメージセンサ・駆動回路などが含まれています。USB インターフェース (USB 1.1 または 2.0) を搭載し、PC と接続して使用します。付属の評価用ソフトウェアを用いて、イメージセンサの動作条件(蓄積時間・ゲインなど)の設定、イメージセンサからのデータの取得などを行うことができます。

[図 2-21] ブロック図 (C10082MD)




KACCC0251JA

[図 2-22] ミニ分光器と PC の接続例



KACCC0657JA

[図 2-23] ソフトウェア構成例



KACCC0658JD

(2) 機器組込用

機器組込用ミニ分光器には、光学系とイメージセンサが含まれています。イメージセンサの入出力端子を外部と接続して使用します。機器組込用ミニ分光器を用いて、用途に合わせた任意の回路設計のシステムを構成することができます。

[表 2-5] 機器組込用ミニ分光器の接続形態

ミニ分光器	接続形態
C10988MA-01, C10988MA-02, C11708MA, C12666MA, C12880MA, C16767MA, C16767MA-01	ICピン

2-9. 評価用ソフトウェア

モジュールタイプのミニ分光器付属の評価用ソフトウェアを用いて、USB 接続された PC 上からミニ分光器の操作および計測データの取得・保存を行います。

(1) 機能

評価用ソフトウェア^{*1}を PC にインストールすることにより、以下の基本的な操作を行うことができます。

- ・ 測定データの取得・保存
- ・ 測定条件の設定
- ・ モジュール情報 (波長変換係数^{*2}、ミニ分光器のタイプなど)の取得
- ・ グラフ表示
- ・ 演算機能

[画素 No.から波長への変換/参照データとの比較演算 (透過率、反射率)/ダーク減算/ガウス近似 (ピークの位置とカウント、半値幅)]

*1: 対応 OS については、[表 2-7] 評価用ソフトウェアを参照してください。

*2: イメージセンサの画素 No.を波長に変換する係数。A/D 変換後のカウント値を入射光量に比例する値に変換する係数は用意していません。


注)1 台の PC に複数台のミニ分光器を接続して使用することも可能です (MS シリーズ、マイクロ分光器を除く)。

評価用ソフトウェアには、以下の 6 種類があります。対応するタイプ以外のミニ分光器を駆動することはできません。


- ・ TG/TM/TG-cooled シリーズ (インターフェース USB 1.1)用
- ・ TG2/TG-cooled2/TM2/TF シリーズ (インターフェース USB 2.0)用
- ・ MS シリーズ用
- ・ C12880MA 用
- ・ C13985 用
- ・ WS シリーズ用

[図 2-25] 評価用ソフトウェアの画面例


(a) TG/TM/TG-cooled シリーズ用




(b) TG2/TG-cooled2/TM2/TF シリーズ用




(c) MS シリーズ用




(d) C12880MA 用



(e) C13985 用



(f) WS シリーズ



ミニ分光器には、アプリケーションソフトウェアとハードウェアの仲介を受け持つ DLL およびそれらを使用する評価用ソフトウェアとサンプルソフトウェアが用意されており、ダウンロードが可能です。評価用ソフトウェアによってミニ分光器を制御するためには、DLL を利用します。アプリケーションソフトウェアにおいて、直接 I/O やメモリにアクセスすることはできないため、DLL から必要な関数を呼び出し、デバイスドライバや USB インターフェースを介してミニ分光器の制御を行います。DLL を用いてユーザ独自のアプリケーションソフトウェアを開発することも可能です。

DLL および評価用ソフトウェアは、ミニ分光器の機種によって異なります。なお関数仕様書およびソフトウェア取扱説明書は、ダウンロードしたソフトウェアのフォルダに同梱されています。関数仕様書・ソフトウェア取扱説明書は、ミニ分光器付属の CD に収納されています。なおミニ分光器の購入前に関数仕様書・ソフトウェア取扱説明書の入手を希望する場合は、ご相談ください。

[表 2-6] 評価用ソフトウェア

ミニ分光器	DLL	評価用ソフトウェア	対応 OS	備考
C9405CC C9913GC, C9914GB C10082MD, C10082CA C10082CAH C10083MD, C10083CA C10083CAH	specu1b.dll	SpecEvaluation.exe	Windows 10 Professional (64-bit), Windows 11 Professional	複数台同時接続対応
C11118GA, C11697MB C13053MA, C13555MA C11482GA, C14486GA	HSSUSB2A.dll	SpecEvaluationUSB2.exe		
C16449MA-01 C16449MA-02	HiasApi.dll	HiasDataViewer.exe	Windows 11 Professional (64-bit)	
C13016 (C12880MA 用評価回路) C13985	MICRO_USB2_CLR.dll	u-ApsSpecEvaluation.exe	Windows10 Professional (32-bit, 64-bit), Windows11 Professional	-

(2) 測定モード

評価用ソフトウェアには、Monitor モード、Measure モード、Dark モード、Reference モードなどの測定モードを用意しています。表 2-8 に各計測モードの概要を示します。

[表 2-7] 評価用ソフトウェアの計測モード

測定モード	概要	特長
Monitor モード	計測データの保存を目的としない計測モード	画素 No. - A/D 出力値のリアルタイムグラフ描画可能
		波長 - A/D 出力値のリアルタイムグラフ描画可能
		選択波長の時系列表示グラフ描画可能*2
		計測データ保存不可能
		Dark 減算可能
		Reference データ表示可能
Measure モード	計測データの保存を目的とした計測モード	画素 No. - A/D 出力値のリアルタイムグラフ描画可能
		波長 - A/D 出力値のリアルタイムグラフ描画可能
		選択波長の時系列表示グラフ描画可能*2
		計測データ保存可能
		Dark 減算可能
		Reference データ表示可能
Dark モード*1	ダークデータ (ダーク減算を行う際に使用)を取得するための計測モード	画素 No. - A/D 出力値のリアルタイムグラフ描画可能
		波長 - A/D 出力値のリアルタイムグラフ描画可能
		計測データ保存可能
Reference モード*1	レファレンスデータを取得するための計測モード	画素 No. - A/D 出力値のリアルタイムグラフ描画可能
		波長 - A/D 出力値のリアルタイムグラフ描画可能
		計測データ保存可能
Trigger モード*2	トリガ信号によりデータを取得するための計測モード	ソフトウェアトリガ非同期計測
		ソフトウェアトリガ同期計測
		外部トリガ非同期エッジ
		外部トリガ非同期レベル
		外部トリガ同期エッジ
連続計測モード*2	データをまとめて転送することにより連続データを取得	画素 No. - A/D 出力値の転送完了時、グラフ描画可能
		波長 - A/D 出力値の転送完了時、グラフ描画可能
		計測データ保存可能

*1: C11118GA, C11697MB, C13555MA, C11482GA, C14486GA, C13016 には Dark モード、Reference モードはありません。Measure モードにて同様の機能も持ちます。

*2: C11118GA, C11697MB, C13053MA, C13555MA, C11482GA, C14486GA, C13016 のみ対応

注) C16449MA-01, C16449MA-02 は、上記の測定モードとは異なります。

詳細については、製品付属の取扱説明書をご参照ください。

(3) 評価用ソフトウェアの演算機能

評価用ソフトウェアには、以下の演算機能を用意しています。

[表 2-8] 評価用ソフトウェアの演算機能

演算機能	特徴
ダーク減算	ダークデータの測定および測定データからダークを減算して表示することが可能
参照データ測定/表示	レファレンスデータの測定およびグラフ表示が可能
ガウスフィッティング	指定した範囲のデータをガウス関数へ近似

(4) データの保存

評価用ソフトウェアは、Measure モード、Dark モード、Reference モードで取得したデータを以下のファイル形式で保存することができます。

[表 2-9] 評価用ソフトウェアが保存できるファイル形式

ファイル形式	特徴
CSV 形式	Microsoft® Excel®で読み込み可能

注) Microsoft、Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

3. 特性

3-1. 感度波長範囲

感度波長範囲は、輝線を入力した際に出力のピークが確認できる波長の範囲です。当社は、紫外から赤外において、異なる感度波長範囲をもったミニ分光器を用意しています。

3-2. フリースペクトルレンジ

分光光学設計が-1 次光を基準にしている、フィルタを用いることによって-2 次光/-3 次光などの高次光の影響を防ぎ、測定が可能な波長範囲をフリースペクトルレンジといいます。ミニ分光器の場合、フリースペクトルレンジと感度波長範囲は一致しています。

$$\frac{\text{感度波長範囲の上限}}{\text{感度波長範囲の下限}} > 2 \text{ の場合}$$

この場合は構造上、高次光が発生します。この高次光を除去するためにミニ分光器には高次光カットフィルタが搭載されています。

$$\frac{\text{感度波長範囲の上限}}{\text{感度波長範囲の下限}} \leq 2 \text{ の場合}$$


この場合にも、感度波長範囲より短波長の光が入射したときには、その入射光が-2 次光としてエラー測定されることがあります。たとえば C11482GA (感度波長範囲 900~1700 nm)の場合、800 nm の光が測定光とともに入射したときには、800 nm の-2 次光が 1600 nm 付近で検出されて問題になることがあります。このとき、フリースペクトルレンジの条件に合うようにロングパスフィルタ (上記の例の場合は900 nm のロングパスフィルタ)と組み合わせて使用する必要があります。

3-3. 波長分解能

(1) 定義


波長分解能を定義するには2種類の方法があります。1つはDIN規格におけるレイリー基準による分解能です。同一の強度の波長差が同時にどこまで近接して識別できるかが、数字によって定義されます。この場合2つのピーク間の谷の部分は、ピーク値の少なくとも81%以下にて観測されなければなりません。一方、より実践的な分解能の定義としてはスペクトルの半値幅(FWHM)に基づく定義方法が広く知られています。これはスペクトルのピーク値に対する50%の部分におけるスペクトルの広がりを定義する方法です。半値幅の定義による分解能は、レイリー基準による分解能の定義に対しておよそ80%の値になることが知られています。ミニ分光器の波長分解能は、半値幅によって定義されています。

[図 3-1] レイリー基準による分解能の定義




KACCC0545JA

[図 3-2] 半値幅の定義



KACCC0320JB

[図 3-3] 波長分解能—波長(代表例)



KACCB0139JR

(2) 波長分解能を決める要因

ミニ分光器の波長分解能は、以下の要因によって決定されます。

- ・ 入射スリット幅
- ・ ミニ分光器内部の NA
- ・ グレーティングの格子周波数
- ・ 光学系の結像倍率


波長分解能を向上させるためには、入射スリット幅を狭くしたり、ミニ分光器内部の NA を小さくしたり、グレーティングの格子周波数を高くするなどの方法があります。しかし、入射スリット幅を狭くするとミニ分光器のスループットが下がり、グレーティングの格子周波数を高くすると装置が大きくなったり感度波長範囲が狭くなったりします。このような仕様のトレードオフに注意する必要があります。

3-4. 波長精度

波長校正 (キャリブレーション)には、モノクロメータまたは輝線ランプを用いる場合が一般的であり、当社はモノクロメータを使用しています。モノクロメータを使用する場合、モノクロメータの波長精度がミニ分光器の絶対波長精度に影響するため、事前にモノクロメータの波長校正を高精度に行う必要があります。

波長校正の結果をガウスフィッティングする場合は、一般的には高次近似式によって行います。近似式の次数が高次であるほどフィッティング精度は高くなりますが、一般的には 5 次の近似式で十分な精度が達成されます。図 3-4 に C10082MD の 5 次の近似式によってフィッティングしたときのフィッティングエラーの例を示します。

[図 3-4] 波長校正のフィッティングエラーの例 (C10082MD の 5 次の近似式による)



KACCB0282JA

3-5. 波長再現性

ミニ分光器は機械的可動部分がないため、優れた波長再現性 ($\pm 0.1 \text{ nm} \sim \pm 0.8 \text{ nm}$)を実現しています。また、堅牢で温度膨張係数の極めて低い材質の光学系を採用することによって、低い温度依存性 ($\pm 0.01 \sim \pm 0.08 \text{ nm}/^\circ\text{C}$)も実現しています。

また、光ファイバによる波長のズレも考慮する必要があります。これは、光ファイバのコアの偏芯、フォーミングの変化、入射端の光軸・入射 NA の変化によるものです。コアの偏芯の影響をなくすためには、光ファイバをミニ分光器に接続して波長校正を行う必要があります。

3-6. 迷光

迷光は、本来測定すべき光以外の光がイメージセンサに入射した結果、発生します。迷光の要因には次のものがあります。

- ・ 外乱光
- ・ グレーティングの不完全性
- ・ レンズ表面、検出器の窓材、検出器の受光面からの表面反射


迷光の定義には、ロングパスフィルタを利用する方法と狭い波長帯域の参照光 (モノクロメータ出射光や輝線ランプのスペクトルなど)を利用する方法があります。

ロングパスフィルタを利用する方法では、特定波長用のロングパスフィルタを白色光が透過した光を用います。この場合の迷光は、透過波長域とブロック波長域の透過率の比で定義されます。この迷光レベル (SL)は、式 (3-1)で表されます (TI, Th の定義については図 3-5 参照)。

$$SL=10 \times \log (TI/Th) \dots\dots\dots (3-1)$$

この定義の場合、広い波長範囲における迷光の影響を測定できるため、蛍光測定などの実際の用途に適合しています。ただし、参照光として用いる白色光の強度プロファイルが、測定値に影響を与えることを考慮する必要があります。

[図 3-5] TI, Th の定義



KACCC0255JA

一方、狭い波長帯域の参照光を利用する方法では、迷光レベル (SL)は式 (3-2)で表されます。

$$SL=10 \times (\log IM/IR) \dots\dots\dots (3-2)$$


IM: 参照光の波長から、ずれた位置において出力される不必要な光量
 IR: 参照光の光量

この定義では測定条件が非常に単純なため、ミニ分光器の迷光の定量的な評価についての再現性は高くなります。

なお、2つの方法によって定義された迷光は、検出波長によって異なることを考慮する必要があります。このためミニ分光器の迷光は、複数の波長で測定する必要があります。


[図 3-6] 輝線による迷光の測定例 (100 回測定した平均値)

(a) C10082MD



KACCB0281JA

(b) C9914GB



KACCB0119JA

3-7. 感度

ミニ分光器に内蔵されているイメージセンサの出力電荷量は、式 (3-3)で表されます。

$$Q(\lambda) = k(\lambda) \cdot P(\lambda) \cdot T_{exp} \dots\dots\dots (3-3)$$

$Q(\lambda)$: イメージセンサの出力電荷量 [C]

$k(\lambda)$: ミニ分光器の入射光量からイメージセンサの出力電荷量への変換係数
 (=光学系の効率×グレーティングの回折効率×イメージセンサの感度)

$p(\lambda)$: 各波長におけるミニ分光器への入射光量 [W]

T_{exp} : 蓄積時間 [s]

イメージセンサの出力電荷量 $Q(\lambda)$ は電荷－電圧変換回路により電圧に変換され、さらに A/D 変換器でデジタル値に変換され、最終的にミニ分光器の出力値となります。ミニ分光器の出力値は、式 (3-4)で表されます。

$$I(\lambda) = \varepsilon \cdot Q(\lambda) = \varepsilon \cdot k(\lambda) \cdot P(\lambda) \cdot T_{exp} \dots\dots\dots (3-4)$$

$I(\lambda)$: ミニ分光器の出力値 [counts]

ε : イメージセンサの出力電荷量からミニ分光器の出力値への変換係数
 (=電荷－電圧変換回路の回路定数、A/D 変換器の分解能の積)

ミニ分光器の感度は式 (3-5)で表されます。

$$E(\lambda) = I(\lambda) / \{P(\lambda) \cdot T_{exp}\} \dots\dots (3-5)$$

$E(\lambda)$: ミニ分光器の感度 [counts/(W·s)]

式 (3-5)に式 (3-4)を代入すると式 (3-6)になります。


$$E(\lambda) = \varepsilon \cdot k(\lambda) \dots\dots (3-6)$$

[表 3-1] 変換係数を決める要素の波長依存性

変換係数を決める要素	波長依存性
光学系の効率	あり
グレーティングの回折効率	あり
イメージセンサの感度	あり
電荷－電圧変換回路の回路定数	なし
A/D 変換器の分解能	なし

ミニ分光器の分光感度特性のグラフは、輝線を入射したとき、ガウス関数で近似したピーク値で表しています。なお、広い波長帯域の光を入射した場合の分光感度特性は、図 3-7 の分光感度特性とは異なりますので注意する必要があります。

[図 3-7] 分光感度特性



* ファイバに入射する光量が一定の場合のA/Dカウント値
(ファイバコア径: 600 μm, 光ファイバによる減衰はないものとする)

KACCB0137JQ

3-8. ダイナミックレンジ

ミニ分光器のダイナミックレンジは、以下に分類されます。これらのダイナミックレンジの算出例を示していきます。

- ・出力のダイナミックレンジ
- ・光量のダイナミックレンジ
- ・ダーク (暗出力)に制限されるダイナミックレンジ
- ・ショットノイズに制限されるダイナミックレンジ
- ・直線性に対するダイナミックレンジ

(1) 出力のダイナミックレンジ

モジュールタイプの出力のダイナミックレンジは、回路ノイズや A/D 変換器の飽和に影響を受けるため、機器組込用のダイナミックレンジに比べ同一のイメージセンサを内蔵している場合は、やや小さくなります。なお、回路ノイズが読み出しノイズに比べ十分に小さい場合は、回路ノイズの影響はほとんどありません。

(a) 機器組込用

$$\text{ダイナミックレンジ} = \frac{\text{飽和出力電圧}}{\text{読み出しノイズ}}$$

(b) モジュールタイプ

$$\text{ダイナミックレンジ} = \frac{\text{A/Dカウント飽和時の出力電圧}}{\sqrt{\{(\text{読み出しノイズ})^2 + (\text{回路ノイズ})^2\}}}$$

例: ミニ分光器の A/D カウント飽和時の出力電圧=2.4 V
イメージセンサの読み出しノイズ=0.2 mV rms、回路ノイズ= 0.1 mV rms の場合

$$\text{ダイナミックレンジ} = 2400 / \sqrt{(0.2)^2 + (0.1)^2} = 10700$$

(2) 光量のダイナミックレンジ

$$\text{ダイナミックレンジ} = \frac{(\text{Lowゲイン時}^{*1}) \text{蓄積時間の下限においてA/Dカウントが飽和直前の光量}}{(\text{Highゲイン時}^{*2}) \text{蓄積時間の上限において輝線が確認できる光量}^{*6}}$$

*1: ゲイン設定が可能な場合


*2: たとえば蓄積時間の上限における暗出力のバラツキを σ としたとき、入射光による A/D カウント出力が 3σ である光量

A/D カウントはダーク減算後の光出力のカウントを用います。なお機器組込用は、専用評価回路に接続して測定します。

例: Low ゲイン時の蓄積時間の下限における A/D カウントが飽和直前の光量=40 mW、High ゲイン時の蓄積時間の上限における輝線が確認できる光量=0.001 mW の場合

$$\text{ダイナミックレンジ} = 40 / 0.001 = 4 \times 10^4$$

[図 3-8] A/D カウントー光量



$$\text{ダイナミックレンジ} = A(\beta)/A(a)$$

KACCC0549JA

(3) ダークに制限されるダイナミックレンジ

(a) 機器組込用

$$\text{ダイナミックレンジ} = \frac{\text{飽和出力電圧}}{\text{蓄積時間 1ms 当たりの暗出力電圧}}$$

例: 飽和出力電圧=2.5 V、暗出力電圧=1.6 mV の場合

$$2.5/1.6 \times 10^{-3} \doteq 1.6 \times 10^3$$

(b) モジュールタイプ

$$\text{ダイナミックレンジ} = \frac{\text{飽和 A/D カウント} - \text{オフセット A/D カウント}}{\text{蓄積時間 1ms 当たりのダークカウント}}$$


例: 飽和 A/D カウント=65535、オフセット A/D カウント=1000、1 ms 当たりのダークカウント=0.2 の場合

$$(65535-1000)/0.2 \doteq 3.2 \times 10^5$$

周囲温度によって暗出力電圧、ダークカウントは変わり、ダイナミックレンジも変化します。

[図 3-9] 出力成分の概念図


(a) 機器組込用



Vo: オフセット 電圧
Vsat: 飽和出力電圧
Vd: ダーク

KACCC0550JA

(b) モジュールタイプ




AD sat: 飽和A/Dカウント
AD offset: オフセット A/Dカウント
Dark: ダーク

KACCC0551JA

蓄積時間が長くなるとダークは増加して、ダイナミックレンジは低下します。ミニ分光器への入射光量を増やし、蓄積時間を短く設定することによってダークによるダイナミックレンジの制限を抑えることが可能です。


[図 3-10] 出力ー蓄積時間

(a) 機器組込用



KACCC0552JA

(b) モジュールタイプ



KACCC0553JA

(4) ショットノイズに制限されるダイナミックレンジ

$$\text{ダイナミックレンジ} = \frac{\text{信号電子数}}{\text{ショットノイズ}}$$

ショットノイズ (Ns)は、信号電子数 (S)の平方根で表されます。


$$Ns = \sqrt{S}$$

例: 飽和信号電子数=200 ke⁻の場合

$$\text{ダイナミックレンジ} = S/N_s = 200 \text{ k} / \sqrt{200 \text{ k}} = \sqrt{200 \text{ k}} \approx 447$$

イメージセンサの飽和時に、CMOSはCCDに比べ飽和信号電子数をはるかに大きくなります。このためショットノイズに制限されるダイナミックレンジは、CMOSの方が優れています。

[図 3-11] 飽和電子数とショットノイズの関係




KACCC0554JA

(5) 直線性に関するダイナミックレンジ

「A/D カウントー蓄積時間 [図 3-12]」のグラフにおいて、飽和時の 1/2 の A/D カウント出力 (または出力電圧)を基準としたとき、理想直線からの誤差が特定範囲 (図 3-12 の例: ±10%)である蓄積時間の上限と下限の比でダイナミックレンジを表します。なお A/D カウントはダーク減算後のカウントを用います。

[図 3-12] A/D カウントー蓄積時間



KACCC0555JA

4. レーザ光などの測定時の注意


レーザー光などの平行光の波長を測定する場合、測定精度はミニ分光器へ光入射するまでの光学系に依存します。レーザー光を反射光学系のみによりミニ分光器の入力用光ファイバに入射した場合には、光ファイバの出射光のプロファイルが不均一になる場合があります。この場合、測定光を積分球に入射し、その拡散反射光をミニ分光器の入力用光ファイバに入射して測定することによって、測定精度を上げることができます。

He-Ne レーザ出射光を反射光学系により、直接にミニ分光器の入力用光ファイバに入射させて測定した場合と、積分球を利用して測定した場合のピーク波長の測定例を示します (表 4-1)。

[表 4-1] ピーク波長の測定例 (C10082MD)


項目	波長
He-Ne レーザ光	632.8 nm
反射光学系を用いて測定したピーク波長	634.9 nm
積分球を用いて測定したピーク波長	632.5 nm

[図 4-1] 反射光学系を用いた測定方法



KACCC0556JA

[図 4-2] 積分球を用いた測定方法




KACCC0557JA

5. 冷却型ミニ分光器の周囲温度変化に対するダーク安定性

(1) ダークの安定性

図5-1は、C9914GBの周囲温度を25°C→0°C→30°C→25°Cと変化させた場合の各種パラメータの測定結果を示します。イメージセンサ温度は、イメージセンサ内部に配置されたサーミスタで測定された温度です。イメージセンサ温度は周囲温度が変化しても-20°Cに温度制御されていることがわかります。一方、ダークはミニ分光器筐体内温度に合わせて変化しています。このことは、イメージセンサ温度が精度よく制御されていても、ダーク特性は周囲温度に依存していることを示します。

[図 5-1] C9914GB の温度特性



KACCB0283JA

(2) 背景放射による影響


イメージセンサが-20°Cに温度制御されているにもかかわらず、ダークが変化するのは、背景放射の影響によります。これは、2 μm以上に感度がある検出素子に顕著に見られます。

注) 背景放射は、検出器の周囲にある絶対零度以上の物体より放射される電磁波を意味します。この電磁波は真空中でも伝搬するため、熱伝導の考え方による方法ではキャンセルすることができません。

図5-2は、カットオフ波長 1.7 μm・2.05 μm・2.15 μmの当社製イメージセンサのダークを周囲温度 5~30°Cにおいて測定した結果です。カットオフ波長が長いイメージセンサでは、周囲温度が変動すると背景放射の影響によってダークが大きく変動します。ミニ分光器のダークを安定させるためには、周囲温度を一定に制御する必要があります。


[図 5-2]ダークの温度特性

(a) カットオフ波長 1.7 μm のイメージセンサ




KACCB0284JA

(b) カットオフ波長 2.05 μm のイメージセンサ



KACCB0285JA

(c) カットオフ波長 2.15 μm のイメージセンサ



KACCB0286JA

製品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。本資料は正確を期するため慎重に作成されたものですが、まれに誤記などによる誤りがある場合があります。本製品を使用する際には、必ず納入仕様書をご用命の上、最新の仕様をご確認ください。
 本製品の保証は、納入後1年以内に瑕疵が発見され、かつ弊社に通知された場合、本製品の修理または代品の納入を限度とします。ただし、保証期間内であっても、天災および不適切な使用に起因する損害については、弊社はその責を負いません。
 本資料の記載内容について、弊社の許諾なしに転載または複製することを禁じます。