




NDP.view2 U12388-01 取扱説明書



注意

- 本取扱説明書には、本ソフトウェアの取扱方法と事故を防ぐための重要な注意事項を示してあります。本ソフトウェアを取り扱う際は、本書をよくお読みのうえ、内容を必ず理解してから安全にご使用ください。特に「1.安全のための注意事項」は、よくお読みになって注意事項をお守りいただかないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管してください。

Ver. 2.10 Rev2
1 July 2026

浜松ホトニクス株式会社

1. 安全のための注意事項

1-1 シンボルマークの表示

本ソフトウェアには、次のようなシンボルマークを使用しています。

	研究用途専用
---	--------

1-2 警告表示の分類

本書および本ソフトウェアをよりよく理解していただくために、警告表示の分類を以下のように使い分けています。これらの内容をよく理解し、指示を守ってください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負うことが想定される内容および物的障害の発生が想定される事項があることを示しています。
	この記号は、本ソフトウェアを取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、本ソフトウェアを安全にご利用ください。
	この記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。
	この記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。
 注記	この記号は、本ソフトウェアの性能を十分に発揮させるために注意していただきたい事項があることを示しています。指示内容をよく読み、本ソフトウェアを正しく安全にご利用ください。指示に従わずにお使いになった場合は、性能を十分に発揮できないことがあります。

1-3 ハードウェアに関する注意事項



- ハードウェアに関する注意事項については、ハードウェアに添付の取扱説明書の「安全のための注意事項」をよくお読みになって、必ずお守りください。

2. はじめに

本書は、本ソフトウェア「NDP.view2」の使用方法について説明したものです。
本ソフトウェアをご使用いただく前に本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

2-1 動作環境

本ソフトウェアを動作させるために、以下の動作環境を推奨します。

Windows

OS	Windows 10, Windows 11 32, 64 bit
CPU	Core シリーズ以上
メモリ	2 GB 以上
ハードディスク空き容量	100 MB 以上
グラフィックスカード	DirectX11 以降をサポートしたグラフィックカード(必須)
ディスプレイ	XGA(1024×768)以上

macOS

OS	macOS Tahoe (26.x)、macOS Sequoia (15.x)、 macOS Sonoma (14.x)、macOS Ventura (13.x)
CPU	インテルマルチコアプロセッサ Apple Silicon
メモリ	2 GB 以上
ハードディスク空き容量	100 MB 以上
グラフィックスカード	OpenGL 2.0 対応システム
ディスプレイ	XGA (1024×768) 以上

注記

- 本ソフトウェアは、すべてのコンピュータでの動作を保証することはできません。コンピュータの環境によっては動作させることができないことも想定されますので予めご了承ください。

注記

- 本ソフトウェアの表示画面では" μ "の表示ができない場合があります。" μ "の代わりに"u"を用いています。例えば、 μ m(マイクロメートル)をソフトウェア画面では um と表示しています。

2-2 商標について

Windows 10 および Windows 11 は米国マイクロソフト社の登録商標です。
mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
その他の商品名は、各社の商標又は登録商標です。

3. 梱包内容を確認してください

梱包を開梱したら、まず以下の構成品が揃っているかを確認してください。
万一、お届けした製品に間違いや品不足、また損傷が認められる場合には、動作をさせず、速やかに弊社または弊社代理店までご連絡ください。

NDP.view2 インストールディスク（CD-ROM）	1 枚
NDP.view2 取扱説明書	1 冊

目次

1. 安全のための注意事項	1
1-1 シンボルマークの表示	1
1-2 警告表示の分類	1
1-3 ハードウェアに関する注意事項	1
2. はじめに	2
2-1 動作環境	2
2-2 商標について	2
3. 梱包内容を確認してください	3
4. 概要	6
4-1 用途	6
5. インストール／アンインストール	7
5-1 WINDOWS へのインストール／アンインストール	7
5-1-1 インストール	7
5-1-2 アンインストール	10
5-2 MAC OS へのインストール／アンインストール	11
5-2-1 インストール	11
5-2-2 アンインストール	12
6. NDP.VIEW2 の起動／終了	13
6-1 NDP.VIEW2 の起動	13
6-2 NDP.VIEW2 の終了	15
7. 操作と機能	16
7-1 画面の表示	16
7-1-1 基本画面	16
7-1-2 ブラウザウィンドウ	18
7-1-3 メインウィンドウ	22
7-1-4 ツールバー	23
7-1-5 ツールウィンドウの表示	24
7-2 デジタルスライドの表示	26
7-2-1 スライドファイルを開く	26
7-2-2 タブでのプレビュー表示	27
7-2-3 タブキーによるスライドファイルの切替	28
7-2-4 スライドファイルを閉じる	28
7-3 デジタルスライドの操作	29
7-3-1 スライドの移動	29
7-3-2 拡大、縮小	30
7-3-3 フォーカス面の変更	32
7-3-4 画像の表示の切り替え	33
7-3-5 ヒストリ機能	35
7-3-6 分割表示	36

7-3-7	マルチウインドウ	41
7-3-8	アノテーション	43
7-3-9	マップ表示	49
7-3-10	スケール表示	50
7-3-11	スライド全体画像の表示	51
7-3-12	画面をファイルに保存	52
7-3-13	解像度を変更して画像を保存	53
7-3-14	画面のコピー	54
7-3-15	画像のコピー	54
7-3-16	スクリーンショットのコピー	55
7-3-17	ヘルプ	55
7-4	各種設定	57
7-4-1	一般設定	57
7-4-2	ナビゲーション機能	59
7-4-3	ファイルブラウザ	61
7-4-4	スケールバー	63
7-4-5	ウィジェットの設定	63
7-4-6	ツールバーの設定	65
7-4-7	アドバンスド設定	66
7-4-8	画面設定	67
7-4-9	表示言語の設定	67
7-4-10	画像表示設定	68
7-4-11	画像情報	70
7-5	操作一覧	71
7-5-1	WINDOWS での操作一覧	71
7-5-2	MAC OS での操作一覧	74
8.	画像配信サーバの画像閲覧	77
8-1	閲覧方法	77
8-2	NDP.VIEW2 ソフトウェアによる閲覧	78
8-3	ウェブビューアによる閲覧	79
8-3-1	デジタルスライドの表示	79
8-3-2	メインウインドウ	80
8-3-3	デジタルスライドの操作	81
9.	ソフトウェア使用許諾	82
9-1	著作権等	82
9-2	使用許諾の範囲	82
9-3	保証の範囲	82
9-4	損害賠償の免責	82
9-5	準拠法	83
9-6	その他	83
10.	連絡先	84

4. 概要

NDP.view2 は、NanoZoomer によってスキャンしたデジタルスライド (NDPi ファイル、NDPi (JPEG XR) ファイル、NDPis ファイル、vmu ファイル、dcm ファイル) を観察するための閲覧ソフトウェアです。デジタルスライドの任意の場所を任意の倍率で観察することができます。

4-1 用途

研究用途専用製品です。診断等の医療行為には使用しないでください。

5. インストール／アンインストール

本ソフトウェアを使用する場合は、まず以下の方法でコンピュータにインストールします。



- 本ソフトウェアは、2.「はじめに」に記載された環境下にてご使用ください。これに沿わない環境下でご使用される場合は、製品の性能および保証はいたしかねます。

注記

- NDP.view2 Plus をご使用の環境において、ライセンスのサポート期間が終了している場合、新しいバージョンのソフトウェアをインストールすると、Plus の機能が使用できなくなります。

5-1 Windows へのインストール／アンインストール

Windows がインストールされているコンピュータに NDP.view2 をインストール/アンインストールします。

注記

- MacOS をお使いの方は、5-2 「MacOS へのインストール／アンインストール」をご参照ください。

5-1-1 インストール

- (1) 付属のインストール CD をコンピュータに挿入します。
- (2) インストール CD 内の NDP.view2 セットアッププログラム (NDP.view 2.x.x Setup.exe) を実行します。



図 5-1

- (3) ファイルの読み込みが行われ、セットアップウィザードが起動します。




図 5-2

(4) セットアップウィザード(図 5-3)が起動したら、“Install”をクリックします。




図 5-3

注記

- インストール先フォルダは “C:\Program Files\Hamamatsu\NDP.view 2” です。




図 5-4 (インストール中の画面)

- (5) インストールが終了すると、以下の画面が表示されます。
“Run NDP.view 2” をクリックし、NDP.view2 を起動します。もしくは“Close”をクリックして、インストールを完了します。




図 5-5

5-1-2 アンインストール

NDP.view2 をアンインストールする場合は、以下の手順で行います。

注記

- 本項のダイアログの表示は使用している OS により異なる場合があります。詳細は該当するオペレーティングシステムの操作説明書をご参照ください。

(1) Windows のコントロールパネルを開きます。



図 5-6

(2) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。

以下のダイアログが表示されたら、ダイアログ内のリストをスクロールダウンして「NDP.view 2」を選択してダブルクリックします。その後、確認のメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。OK をクリックすると、アンインストールが実行されます。




図 5-7

5-2 Mac OS へのインストール／アンインストール

Mac OS がインストールされているコンピュータに NDP.view2 をインストール／アンインストールします。

注記

- Windows をお使いの方は、5-1 「Windows へのインストール／アンインストール」をご参照ください。

5-2-1 インストール

- (1) 付属のインストール CD をローカルコンピュータに挿入します。
- (2) インストール CD 内の NDP.view2 セットアッププログラム (NDP.view 2.x.x.dmg) を実行します。



NDP.view
2.X.XX.dmg

- (3) インストールウィンドウ (図 5-8) が表示したら、左にある“NDP.view 2”を右の“Applications”にドラッグ＆ドロップします。



図 5-8

注記

- インストール先フォルダは “/Applications” です。

- (4) アプリケーションに“NDP.view 2”が追加されます。




図 5-9

5-2-2 アンインストール

NDP.view2 をアンインストールする場合は、以下の手順で行います。

- (1) Finder ウィンドウから、アプリケーションを開きます。
- (2) 「NDP.view 2」に副ボタンを使用し、“ゴミ箱に入れる”を選択します。




図 5-10

- (3) “ゴミ箱を空にする”でアンインストールは終了です。

6. NDP.VIEW2 の起動／終了

6-1 NDP.view2 の起動

Windows

(1) デスクトップ上に作成された以下のアイコンをダブルクリックして、NDP.view2 を起動させます。



注記

- アイコンがデスクトップに作成されていない場合は、Windows のスタートメニューから“すべてのプログラム”→“Hamamatsu”→“NDP.view2”を選択します。

(2) NDP.view2 が起動すると、以下の起動画面が表示されます。



図 6-1

注記

- 画面右上端の“□”ボタンをクリックすることで、表示サイズを切り替えることができます。フルスクリーン表示と、ウインドウ表示を切り替えることができます。

注記

- NDP.view2 を最小化する場合は、画面右上端にある“_”ボタンをクリックします。

Mac OS

- (1) アプリケーションフォルダより、NDP.view2 をクリックし、起動させます。
- (2) NDP.view2 が起動すると、以下の起動画面が表示されます。



図 6-2

注記

- 画面左上端のフルスクリーン切り替えボタンをクリックすると、フルスクリーン表示と、ウィンドウ表示を切り替えることができます。

注記

- NDP.view2 を最小化する場合は、画面左上端にある最小化ボタンをクリックします。

6-2 NDP.view2 の終了

NDP.view2 を終了するには、メインウィンドウの“終了”を選択するか、画面右上端(Mac 版では画面左上端)の“×”ボタンをクリックします。



図 6-3



図 6-4

7. 操作と機能

注記

- 7. 「操作と機能」は、Windows の内容で表記されております。
MacOS をお使いの方は、特別な記載がない限り、「右クリック」を「副ボタン」、「Alt」キーを「Option」キーに置き換えてお読みください。

7-1 画面の表示

7-1-1 基本画面




図 7-1

(1) NDP.view2 アイコン

クリックすると、メインウィンドウ(7-1-3 項を参照)が表示されます。

(2) タブ(タブ領域)

スライド画像をタブ表示することで、1つの画面で複数の画像を切り替えて表示することができます。

新しいタブを作るには、タブ領域右の  をクリックします。




図 7-2

タブを閉じるには、各タブの“×”をクリックします。



図 7-3

(3) ブラウザウインドウ

各フォルダに入っているフォルダ、およびスライドデータがアイコン表示されます。
メインウインドウの“ブラウザ”を選択するか、キーボードの“O”キーを押すと、表示されます。




図 7-4

注記

- ブラウザウインドウの詳細は、7-1-2「ブラウザウインドウ」をご参照ください。

(4) マップ画像(全体画像)

スライド画像全体を表示するツール画面です。
マップ画像の大きさは、3段階に切り替えることができます。

注記

- マップ画像の大きさを切り替える時は、7-3-9「マップ表示」をご参照ください。

7-1-2 ブラウザウインドウ

スライドフォルダおよびスライド画像のサムネイル表示、ファイルの選択ができます。初回起動時はホーム画面が表示されます。ホーム画面にはドライブの構成と最近表示した画像、お気に入りが表示されます。“”ボタンをクリックするとホーム画面に戻ることができます。




図 7-5

① ツールボタン

ブラウザウインドウで使用するツールのボタンです。

	ホームディレクトリに移動できます。
	1つ前の操作履歴のフォルダに移動します。
	1つ後の操作履歴のフォルダに移動します。
	フォルダ内の画像を再表示します。(画像が追加された場合など)
	1つ上の階層に移動します。
	お気に入りに登録(解除)します。
	サムネイルの種類を変更します。
	選択した項目で並び替えます。
	昇順、降順を切り替えます。
	ファイルアドレスの入力ウインドウを表示します。
	OS 標準のファイルブラウザを表示します。

② ローカルドライブ

フォルダが格納されているドライブが表示されます。

③ お気に入り

お気に入りに登録したフォルダがここに表示されます。

注記

- お気に入りの登録方法は、7-1-2「ブラウザウィンドウ」の「お気に入りにフォルダを登録する」の項をご参照ください。

④ 最近表示した画像

最近表示した画像が表示されます。

⑤ スライドデータ

フォルダ内に保存されているスライドデータです。

NDPi 形式で保存されているスライドデータは、サムネイル*表示されます。

注記

- サムネイル表示は、スライド画像を画像縮小してアイコンに表示する機能です。ファイルを開かずに必要な画像を探すことができます。

■ NDP.serve の画像にアクセスする

- (1)  をクリックし、ファイルアドレスの入力ウィンドウを表示します。



図 7-6

- (2) NDP.serve のアドレスを入力し、OK をクリックします。
- (3) サインイン画面が表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力し、サインインします。



図 7-7

- (4) サインインが成功すると、ファイルブラウザにサーバ内のフォルダが表示されます。




図 7-8

■ お気に入りにフォルダを登録する

よくアクセスするフォルダを、お気に入りに登録することができます。
また、サーバ上のフォルダも同様にお気に入りに登録することができます。

- (1) 登録したいフォルダを表示し、 アイコンをクリックします。
お気に入りに登録されると、アイコンが  に変わります。
解除する場合は、再度アイコンをクリックします。
- (5) お気に入りに登録したフォルダは、ホーム画面に表示されます。




図 7-9

■ マイネットワークを表示する

ホームにマイネットワークを表示することができます。

- (1) 設定ウインドウを表示します。
- (2) 設定ウインドウの“ブラウザ”にある、“ホームにマイネットワークを表示する”を選択します。

注記

- 設定の詳細は、7-4「各種設定」をご参照ください。

7-1-3 メインウインドウ

メインウインドウには、以下のメニューがあります。



図 7-10

メニュー	詳細	参照項
ブラウザ	ブラウザウインドウを表示します。	7-1-2
設定	設定ウインドウを表示します。	7-4
表示設定	表示設定ウインドウ(画質調整)を表示します。	7-4-12
画像情報	画像情報ウインドウを表示します。	7-4-13
スライド画像	スライド全体を表示するウインドウを表示します。	7-3-11
アノテーション	アノテーションリストを表示します。	7-3-8
ヘルプ	NDP.view2 の使用方法が表示されます。	7-3-16
バージョン情報	NDP.view2 のバージョン、ライセンス情報を表示します。	
NDP.view2Plus について	NDP.view2Plus の情報が表示されます。	
画面のエクスポート	現在閲覧している範囲の画像を画像ファイルに保存します。	7-3-12
画面のコピー	現在閲覧している範囲の画像をクリップボードへコピーします。	7-3-14
スクリーンショットのコピー	ツールウインドウを含む現在表示されている画面をクリップボードへコピーします。	7-3-15
新しいウインドウ	新たなウインドウを開きます。	7-3-7
終了	NDP.view2 を終了します。	6-2

メインウインドウを閉じる場合は、ウインドウの外、もしくは NDP.view2 アイコンをクリックします。

7-1-4 ツールバー

ツールバーには、以下のアイコンがあります。

① アノテーション、登録アノテーション



図 7-11

アノテーション	アノテーションへのショートカット。	7-3-8
---------	-------------------	-------

② ウィンドウ



図 7-12

メニュー	詳細	参照項
	ブラウザウィンドウを表示します。	7-1-2
	設定ウィンドウを表示します。	7-4
	表示設定ウィンドウ(画質調整)を表示します。	7-4-12
	画像情報ウィンドウを表示します。	7-4-13
	スライド全体を表示するウィンドウを表示します。	7-3-11
	アノテーションリストを表示します。	7-3-8

③ 表示／非表示



図 7-13

メニュー	詳細	参照項
	アノテーションの表示／非表示	7-3-8
	マップ画像の表示／非表示	7-3-9
	スケールバーの表示／非表示	7-3-10
	ウィジェットの表示／非表示	-
	ファイル名の表示／非表示	-
	ラベルの表示／非表示	-

注記

- ツールバーの表示は、設定よりカスタマイズが可能です

7-1-5 ツールウインドウの表示

ブラウザウインドウやスライド画像などのツールウインドウは、位置を移動したり、非表示にしたりすることができます。なお、ツールウインドウの表示位置や大きさは、NDP.view2 を終了した時の状態が自動的に保存されます。

- 移動する : ツールウインドウ上部のタイトルバーをドラッグする (1)
- 大きさを変更する : ツールウインドウの右下隅をドラッグする (2)
- 非表示にする : ツールウインドウ右上の“×”ボタンをクリックする (3)




図 7-14



図 7-15

7-2 デジタルスライドの表示

NDP.view2 では、NDPi 形式、NDPi (JPEG XR) 形式、NDPis 形式および VMU 形式のファイルを表示することができます。

7-2-1 スライドファイルを開く

スライドファイルを開くには、以下のいずれかの方法で行います。

- ・ ご覧になりたいスライドファイルをクリックします(図 7-16)
- ・ ご覧になりたいスライドファイル上で右クリックし、表示されたメニューから、スライドファイルを現在のタブで開くか、新たなタブで開くかを選択します(図 7-17)




図 7-16




図 7-17

ご覧になりたいスライドファイルをドラッグ&ドロップします(図 7-18)




図 7-18

上部タブ領域にドロップすることで、新しいタブに画像を表示します。
上下左右に表示される四角にドロップすることで、画面を分割して画像を表示します。

注記

- ・ 分割表示の詳細は、7-3-6「分割表示」をご参照ください。

スライドファイルを開くと、以下のようにデジタルスライドの画像が表示されます。




図 7-19

注記

- 表示する画像ファイルのフォーマットによっては、表示速度が遅くなる場合があります。

7-2-2 タブでのプレビュー表示

スライドファイルが表示されている際、上部タブ領域にマウスのカーソルを合わせると、画像のプレビューが表示されます。




図 7-20

7-2-3 タブキーによるスライドファイルの切替

スライドファイルを表示した状態でキーボードの“Tab”キーを押すと、フォルダ内の次の画像に切り替わります。また、キーボードの“Shift”キーと“Tab”キーを同時に押すと、フォルダ内の一つ前の画像に切り替わります。

7-2-4 スライドファイルを閉じる

スライドファイルを閉じるには、タブの“×”ボタンをクリックします。または、キーボードの“Esc”キーをクリックします。

全てのスライドファイルを閉じるには、画面右上の“×”ボタンをクリックします。




図 7-21

7-3 デジタルスライドの操作

各機能は、メインウィンドウからの操作の他、マウスやマウスホイール、キーボードのショートカットキーで操作を行うこともできますので、より効率良く操作することができます。

注記

- 各機能によって操作方法は異なります。詳細は、各項および 7-5「操作一覧」をご参照ください。

7-3-1 スライドの移動

スライドの移動では、画面を移動したり、任意の位置を画面中央に表示したりすることができます。

7-3-1-1 画面を移動する

マウスの左ボタンを押しながらドラッグして移動させ、目的の位置でボタンを離します。




図 7-22

キーボードの“↑”“↓”“→”“←”キーで操作します。

注記

- 矢印キーを押したときの移動方向は設定画面から変更することができます。また、矢印キーを1回押したときの画面移動距離を固定することができます。詳細は 7-4-4-5「矢印キー操作時のスクロール方向の設定」をご参照ください。

7-3-1-2 任意の位置を画面の中央に配置する

Map 画像(全体画像)で任意の位置をダブルクリックすると、その位置が拡大して画面中央に表示されます。




図 7-23

7-3-1-3 マウスミドルボタンによるスライドの移動

マウスミドルボタンをクリックすると、画面上に“”が表示されます。マウスの移動によりスライドを移動できます。




図 7-24

マウスミドルボタンを再度クリックすることで、解除されます。

7-3-1-4 ジョイスティック操作

ウィジェット上のジョイスティックを操作し、スライドを移動できます。




図 7-25

7-3-2 拡大、縮小

画像の拡大および縮小を行います。

画像の拡大は、画像取得時の倍率の最大 8 倍までの表示が可能です。

注記

- 画像取得時の倍率は、画像情報ウィンドウ(7-4-11 項を参照)で確認することができます。また、最大表示倍率は設定(7-4-2-1 項を参照)で変更可能です。

表示をリセットする場合は、キーボードの“Space”キーを押します。

7-3-2-1 任意の倍率に拡大、縮小する

マウスのホイールを前後させます。

注記

- 拡大の方向は設定画面から変更することができます。詳細は、7-4-2-2 「マウスホイールによる拡大操作の方向の設定」をご参照ください。




図 7-26

7-3-2-2 倍率を指定して拡大する

注記

- 倍率メニューの表示および使用可能なショートカットキーは、元画像の倍率によって異なります。

レンズウィジェット → 倍率メニューから任意の倍率を選択します。

画面右上のレンズウィジェットをクリックすると倍率メニューが表示されます。

レンズウィジェットを非表示にするには倍率メニューの“レンズウィジェットを隠す”を押します。

レンズウィジェットを表示するには設定画面から設定します。(7-4-7)




図 7-27

キーボードのショートカットキーで操作します。

キー	倍率	キー	倍率
+	高倍に	-	低倍に
0	オーバービュー	5	20x
1	1.25x	6	40x
2	2.5x	7	80x

3	5x	8	160x
4	10x		

7-3-2-3 エリアを指定して拡大する

画面上でマウスの右ボタンをドラッグしながらエリアを範囲指定し、右ボタンを離すと、その領域が拡大します。




図 7-28

7-3-3 フォーカス面の変更

フォーカス面を変更して、スライド画像を閲覧することができます。

注記

- この機能は、NDP.scan の Z スタック機能を用いて取得したスライドデータのみを使用することができます。

7-3-3-1 フォーカス面を移動する

キーボードの“Ctrl”キーを押しながらマウスのホイールを前後させます。

または、キーボードの“Page up”“Page down”キーを押してフォーカス面を移動します。




図 7-29

7-3-3-2 フォーカスウィジェットを使って移動する

現在のフォーカス面は画面右上のフォーカスウィジェットに表示されます。
フォーカスウィジェットを操作して、フォーカス面を移動することができます。




図 7-30

7-3-4 画像の表示の切り替え

画像の表示切り替えをします。画像の回転、反転およびバードビューの切り替えができます。各画像表示切り替えはキーボード操作もしくは、ウィジェット上のアイコンでも操作できます。




図 7-31

7-3-4-1 回転操作

キーボードの“R”キーを押すと、表示画像が 90°回転します。“R”キーを押すごとに任意の方向に 90°回転します。また、キーボードの“Ctrl”キー(Mac OS では“Option”キー)を押しながら、“←”“→”キーを使って操作します。

画面右上のビューウィジェットの操作でも、回転させることができます。青丸のアイコンをドラッグすることで任意の角度に回転。また、角度表示をダブルクリックすることで、直接値を入力し回転することができます。




図 7-32

注記

- 画像の回転方向は設定画面から変更することができます。詳細は、7-4-3「ナビゲーション機能」をご参照ください。

7-3-4-2 反転操作

キーボードの“Alt”キーと“M”キーを同時に押すと、表示画像が左右反転します。または、画面右上のミラーウィジェットを操作して、左右反転します。

キーボードの“Alt”キーと“F”キーを同時に押すと、表示画像が上下反転します。

7-3-4-3 バードビューモード

スライド画像を鳥瞰視野で見ることができます。

バードビューモードにおいても、通常ビューモードと同様の操作を行うことができます。

注記

- 視野エリアを選択すると、通常ビューモードに戻ります。

バードビューモードにする時は、キーボードの“W”キーを押します。通常のビューモードに戻す時は、再度、“W”キーを押します。また、画面右上のビューウィジェットのバードビューを使用することで、同様にモードの切り替えを行えます。




図 7-33

7-3-5 ヒストリ機能

以前に表示した画面に戻す、もしくは進めることができます。

7-3-5-1 表示画面を戻す

画面右上のヒストリウィジェットの、左矢印をクリックします。
キーボードの“Ctrl”キーを押しながら左矢印をクリックすると、移動アニメーションがスキップします。




図 7-34

注記

- この機能は、アイコンに色がついている時のみ、操作が可能です。

7-3-5-2 表示画面を進める

画面右上のヒストリウィジェットから、右矢印をクリックします。
キーボードの“Ctrl”キーを押しながら右矢印をクリックすると、移動アニメーションがスキップします。

注記

- この機能は、アイコンに色がついている時のみ、操作が可能です。

7-3-6 分割表示

2 つ以上のスライドデータを 1 つのタブ内に表示させることができます。
また、表示した画像を同期させることができます。

7-3-6-1 2 つ以上のスライドデータを 1 つのタブ内に表示する

ファイルブラウザより複数のファイルを選択し、画面を分割して画像を表示することができます。

- (1) 複数のファイルを選択します。
ファイル上部のチェックボックスをクリックすることで、画像が選択されます。
- (2) 分割して画像を表示します。
右クリックで表示されるメニューより“開く”を選択します。




図 7-35

また、ファイルブラウザより選択した複数のファイルをドラッグ&ドロップします(図 7-36)。すでに画像の表示されているタブ内にドラッグ&ドロップした場合、タブ内は上書きされます。




図 7-36

画面は任意の場所に分割され、表示されます。

注記

- NDP.view2 Plus をご使用の方は、拡張設定においてケースビューと分割表示の選択肢が表示されます。詳細は NDP.view2 Plus 取扱説明書をご参照ください。

注記

- NDP.view2 Plus をご使用の方は、複数画像を上下左右に表示される四角にドロップするとケースビューとして表示されます。詳細は NDP.view2 Plus 取扱説明書をご参照ください。

また、ファイルブラウザよりファイルをドラッグし、上下左右に表示される四角にドロップすることでも、画面を分割して画像を表示することができます。




図 7-37




図 7-38

画面に赤枠が表示している画像に対して、操作が反映されます。

また、以下の方法でも、分割表示を行うことができます。

(1) 分割メニューを表示します。

画面上部にカーソルを移動すると、タブが表示されます。

そのタブを右クリックすると、画像の分割方法を選択する分割メニューが表示されます。




図 7-39

画面は任意の場所に分割され、1 台のモニタあたり最大で 12 枚(4 x 3)まで表示することができます。

(2) 分割メニューの中から、任意のウィンドウ表示を選択します。




図 7-40 (2 つの画像を左右に配置する表示を選択した例)

図 7-40 は、スライドファイルを 1 つ開いた状態で、分割メニューを選択した時の画面です。

右側にもう 1 枚の画像を表示するには、2 枚目の画像のスライドファイルをドラッグし、右側の領域にドロップすると、図 7-41 のように 2 目目の画像が右側に表示されます。

7-3-6-2 画像を同期する

分割表示した画像を同期し、操作を行うことができます。

- (1) 分割表示した状態で、分割メニューの“表示を同期”を選択すると、分割表示したスライド画像が同期します。またキーボードの“Shift”キーと“S”キーを同時に押すことも同期させることができます。




図 7-41

- (2) 同期させると画像上に2つの基点が表示されます。画像は2点の位置がそれぞれの画像上で同じ位置を取るよう表示が同期されます。




図 7-42

7-3-6-3 同期を終了する

分割メニューの“同期を解除”を選択します。

キーボードの“Shift”キーと“S”キーを同時に押すことでも同期を解除させることができます。



図 7-43

7-3-7 マルチウィンドウ

2 つ以上のスライドデータを複数のウィンドウに表示させることができます。
また、表示した画像を同期させることができます。

7-3-7-1 2 つ以上のスライドデータを複数のウィンドウに表示する

複数のウィンドウを開き、それぞれのウィンドウに画像を表示することができます。

(1) 新しいウィンドウを開きます。

メインウィンドウの“新しいウィンドウ” を選択するか、もしくはキーボードの“Ctrl + N”キーを押します。



図 7-44

(2) それぞれのウィンドウに画像を表示します。

7-2-1 項で説明した方法でそれぞれのウィンドウに画像を表示します。




図 7-45

7-3-7-2 画像を同期する

マルチウィンドウ状態で、メインメニューの“すべての表示を同期”を選択すると、各ウィンドウに表示したスライド画像が同期します。



図 7-46

7-3-7-3 同期を終了する

メインメニューの“すべての同期を解除”を選択します。



図 7-47

7-3-8 アノテーション

スライド画像に描画や注釈を挿入することができます。
挿入した描画、注釈は一覧をリストで表示でき、管理することができます。

7-3-8-1 アノテーションの描画

スライド画像上で右クリックすると、アノテーションメニューが表示されます。




図 7-48

- (1) アノテーションメニューの中から、使いたいアノテーションの種類を選択します。
- (2) 種類を選択した後、スライド画像上に戻り、左ボタンをドラッグして描画を開始します。
左ボタンを離すと、描画が終了します。
ピンアノテーションにおいては、クリックした時点で描画が終了します。
- (3) サイズを指定してアノテーションを描画することもできます。サイズ指定をクリックすると、図 7-49 が表示されます。アノテーションの種類を直線、四角、サークルから選択し、枠内に任意の値を入力して“OK”をクリックすると指定したサイズのアノテーションが作成されます。




図 7-49

- (4) 描画が終了すると、アノテーションのダイアログが表示されます。
ダイアログには、名称や詳細を記載したり、描画したアノテーションの色を選択したりすることができます。



図 7-50

注記

- ご使用の言語環境により、“ ”、“[”、“]”等の表示ができない場合があります。

- (5) 描画したアノテーションはアノテーションリストで表示されます。




図 7-51

アノテーションリストは “L”キーで、表示、非表示を切り替えることができます。

- (6) 描画したアノテーションへ移動、編集、削除する場合は、アノテーション上、もしくはアノテーションリストの対象のアノテーション上で右クリックします。以下のメニューが表示されますので、該当する操作を選択します。



図 7-52

ジャンプ	アノテーション描画した状態の画像画面が表示されます。
編集	アノテーションダイアログが表示され、内容を変更することができます。
移動	アノテーションを任意の場所に移動します。
登録	アノテーション情報をソフトに登録します。 登録したアノテーションはアノテーションメニューより呼び出すことができます。
切り取り	アノテーションを切り取り、クリップボードにコピーします。
コピー	アノテーションをコピーします。
削除	アノテーションを削除します。

- (7) クリップボードにコピーされたアノテーションはアノテーションメニューの“貼り付け”もしくはキーボードの“Ctrl”+ “V”キーを押して任意の場所に貼り付けます。




図 7-53

- (8) 登録したアノテーションはアノテーションメニューの“登録アノテーション”より呼び出すことができます。アノテーションを選択し、任意の場所でクリックします。



図 7-54

終了するには、画面を右クリックする、もしくは、キーボードの“Esc”キーを押します。

- (9) 一時的にすべてのアノテーションを非表示にするには、アノテーションメニューの“アノテーションを隠す”もしくは、キーボードの“A”キーを押します。再びアノテーションを表示するには、アノテーションメニューの“アノテーションの表示”もしくは、キーボードの“A”キーを押します。




図 7-55

- (10) 描画したアノテーションをすべて削除するには、アノテーションメニューの“全て削除”をクリックします。
- (11) 描画したアノテーションをエクスポートするには、アノテーションメニューの“エクスポート”もしくは、キーボードの“Alt”+“E”キーを押します。
保存する形式を選択し、保存します。“csv”形式を選択すると各項目を保存するか、選択できます。




図 7-56

7-3-8-2 アノテーションリスト

(12) アノテーションリストを開きます。

メインメニューから“アノテーション”を選択するか、キーボードの“L”キーを押します。




図 7-57

(13) アノテーションリストには以下のアイコンがあります。

メニュー	詳細
	アノテーションの表示／非表示
	アノテーションの削除
	アノテーションのエクスポート
	アノテーションレポートの作成
注記 NDP.view2 Plus をご使用の方は、アノテーションレポートの作成ができます。詳細は NDP.view2 Plus 取扱説明書をご参照ください。	

(14) 描画したアノテーションの情報が項目ごとに表示されます。

各項目をクリックするとクリックした項目の昇順／降順にアノテーションをソートすることができます。

各項目の右隅に表示されるプルダウンをクリックするとフィルター一覧が表示されます。チェックボックスを on にすることで表示されているアノテーション一覧からフィルターをかけることができます。




図 7-58

(15) アノテーションリストには以下の項目があります。

項目	詳細
	アノテーションの種類をアイコンで表示
	アノテーションの番号を表示 “番号”項目を表示するには、設定から“アノテーションリストに番号を表示する”を on にする必要があります。
	アノテーション名を表示
	ヒストグラム、ラインプロファイルを表示するにチェックを入れたアノテーションに  を表示し、クリックするとヒストグラム、ラインプロファイルを表示 注記 NDP.view2 Plus をご使用の方は、ヒストグラムとラインプロファイルの表示ができます。詳細は NDP.view2 Plus 取扱説明書をご参照ください。
	フリーハンド、フリーハンドライン、サークル、四角、長さ(直線)のアノテーションにおいて、それぞれの長さを表示
	フリーハンド、サークル、四角において、それぞれの面積を表示

7-3-9 マップ表示

マップ画像(全体画像)の任意の位置でマウスの左ボタンをクリックすると、直接その場所を表示します。また、左クリックしたままマウスをドラッグするとマウスの移動に合わせて画像を移動させることができます。マウスの右ボタンのドラッグで矩形を描くと、選択した領域が拡大表示します。

7-3-9-1 マップ画像の大きさを変更する

- (1) マップメニューを表示します。
マップ画像上で右クリックすると、マップメニューが表示されます。




図 7-59

- (2) マップ画像表示の大きさを、(小)・(中)・(大)から選択します。

7-3-9-2 トラッキングマップを表示する

- (1) マップメニューを表示します。
- (2) “トラッキング”を選択すると、トラックマップを表示しトラッキングを開始します。



図 7-60

- (3) “トラッキングマップの表示”を選択すると、トラックマップの表示を切り替えることができます。
- (4) “トラッキングマップのリセット”を選択すると、トラックマップをリセットします。

7-3-9-3 マップ画像を表示／非表示する

マップ画像を非表示にする場合は、“マップを隠す”を選択します。
マップ画像を非表示状態から再度表示するには、キーボードの“M”キーを押します。

7-3-10 スケール表示

スライド画像のスケールを表示します。スケールバーは、画面左下に表示されます。

- (1) スケールバーを表示するには、スライド画像を表示している状態で、キーボードの“B”キーを押します。




図 7-61

画像の拡大縮小を行うと、スケールバーの長さとスケールバーの数値が自動的に変更されます。




図 7-62

- (2) スケールを非表示にするには、再度、キーボードの“B”キーを押します。
- (3) スケールの種類を変更するには、“Ctrl” + “B”キーを押します。

注記

- スケールバーの種類と長さは設定画面から変更することができます。詳細は、7-4-6「スケールバーの設定」をご参照ください。

7-3-11 スライド全体画像の表示

ガラススライドの全体画像を見ることができます。

- (1) スライドデータを開きます。
- (2) スライド画像ウィンドウを表示します。
メインウィンドウから“スライド画像”を選択するか、キーボードの“G”キーを押します。



図 7-63

- (3) ガラススライドの全体画像が表示されます。



図 7-64

画像内の青枠はスキャン画像の領域を示します。

注記

- スキップレーンを有効にしてスキャンした画像においては、青枠のスキャン画像の領域にスキップした領域も含まれます。

7-3-12 画面をファイルに保存

表示されている画面を JPEG、BMP または TIFF 形式で保存することができます。
複数のスライドを、画面を分割して表示している場合は、分割表示した状態で保存します。

- (1) 画像のエクスポートウィンドウを表示します。

メインウィンドウの“画面のエクスポート”を選択するか、キーボードの“E”キーを押します。




図 7-65

- (2) 保存形式を選択し、ファイル名を入力します。

ファイルの種類から保存形式を選択、任意のファイル名を付けて保存します。




図 7-66

7-3-13 解像度を変更して画像を保存

表示されているスライド画像を JPEG または BMP 形式で保存することができます。
複数のスライドを、画面を分割して表示している場合は、選択している画像を保存します。

- (1) 画像のエクスポートウィンドウを表示します。

画像上で右クリックして表示されたメニューの“画像のエクスポート”を選択するか、キーボードの“Ctrl” + “E”キーを押します。



図 7-67

- (2) 出力する画像のピクセルサイズを設定します。

画像倍率、画面比率もしくは印刷サイズを設定し、出力する画像のピクセルサイズを決定します。



図 7-68

現在の視野が、ダイアログに表示されたピクセルサイズで出力されます。

- (3) 保存形式を選択し、ファイル名を入力します。

ファイルの種類から保存形式を選択、任意のファイル名を付けて保存します。

7-3-14 画面のコピー

表示されている画面をクリップボードへコピーすることができます。
複数のスライドを、画面を分割して表示している場合は、分割表示した状態でクリップボードへコピーします。

メインウィンドウの“画面のコピー”を選択するか、画像上で右クリックして表示されたメニューの“画面のコピー”を選択するか、キーボードの“C”キーを押すと、表示画面がクリップボードにコピーされます。



図 7-69

7-3-15 画像のコピー

表示されているスライド画像をクリップボードへコピーすることができます。
複数のスライドを、画面を分割して表示している場合は、選択している画像をクリップボードへコピーします。

メインウィンドウの“画面のコピー”を選択するか、画像上で右クリックして表示されたメニューの“クリップボードへコピー”を選択するか、キーボードの“Ctrl” + “C”キーを押すと、表示画像がクリップボードにコピーされます。




図 7-70

7-3-16 スクリーンショットのコピー

表示されている画面を、そのままスクリーンショットとして取得することができます。

メインウィンドウの“スクリーンショットのコピー”を選択するか、キーボードの“Print Screen”キー (Mac OS では"Command"+"Shift"+"3") を押すと、取得した画面がクリップボードにコピーされます。




図 7-71

7-3-17 ヘルプ

NDP.view2 の使用方法についてのヘルプメニューです。

メインウィンドウの“ヘルプ”を選択するか、キーボードの“F1”キーを押すと、ヘルプウィンドウが表示されますので、関連した用語を選択していきます。



図 7-72




図 7-73

7-4 各種設定

7-4-1 一般設定

一般設定では NDP.view2 のウインドウに関する各種設定を行うことができます。

- (1) 設定ウインドウを表示します。
- (2) 設定ウインドウの“一般設定”をクリックして各設定を行います。




図 7-74

7-4-1-1 一般設定

- (1) タブを自動で隠す

タブを自動的に隠すことができます。

“タブを自動で隠す”の on/off で、設定を切り替えます。

- (2) ウィンドウズタスクバーを自動で隠す

ウィンドウズのタスクバーを自動的に隠すことができます。

“タスクバーを自動で隠す”の on/off で、設定を切り替えます。

- (3) インターフェーススケールの変更

アイコンやメニューなどのインターフェースのサイズを変更することができます。

高解像度のモニタなどを使用する場合に、インターフェースサイズを大きくすることができます。

7-4-1-2 スタートアップの設定

NDP.view2 起動時の動作を設定することができます。




図 7-75

- (1) “ファイルオープン時にトラッキングを開始する”を on にすることで、起動時にトラッキングを開始します。
- (2) “ファイルオープン時にトラックマップを表示する”を on にすることで、起動時にトラックマップを表示します。
- (3) “ファイルオープン時に表示する画像の向きを設定します”

画像ソースに従う	スキャン時の設定に基づき、画像が表示されます。
ラベルを左	ラベルが左になるように、画像を表示します。
ラベルを右	ラベルが右になるように、画像を表示します。
ラベルを上	ラベルが上になるように、画像を表示します。
ラベルを下	ラベルが下になるように、画像を表示します。

7-4-1-3 アノテーション

アノテーションに関する設定を行うことができます。




図 7-76

- (1) “アノテーション追加時に詳細を表示する”を on にすることで、アノテーションを追加した際に名称や詳細を記入できるアノテーションの編集画面を表示します。

- (2) “アノテーションリストに番号を表示する”を on にすることで、アノテーションリストに“番号”の項目を追加します。
- (3) “アノテーションリストでフィルターをかけたアノテーションを隠す”を on にすることで、アノテーションリストから各項目でフィルターをかけた際にリストで非表示にしたアノテーションを画像上でも非表示にします。

7-4-1-4 イメージコントロール

イメージコントロールに関する設定を行うことができます。




図 7-77

- (1) イメージコントロールのリセットのタイミングを設定します

リセットしない	常に設定した値が使用されます。
起動時にリセット	ソフトウェア起動時に、設定した値をリセットします。
ファイルオープン時にリセット	画像を開く際に、設定した値をリセットします。

7-4-2 ナビゲーション機能

ナビゲーションではスライド操作に関する各種設定を行うことができます。

- (1) 設定ウインドウを表示します。
- (2) 設定ウインドウの“ナビゲーション”をクリックして各設定を行います。




図 7-78

7-4-2-1 ナビゲーション

ナビゲーションではスライド操作に関する各種設定を行うことができます。

(1) 最大表示倍率の設定

画像取得時の解像度を越えた倍率で表示(デジタルズーム)することができ、その最大表示倍率を設定することができます。

最大デジタルズームのスケールバーをマウスでスライドすることで倍率を変更できます。

None:取得倍率まで表示、2x,4x,8x:それぞれ取得倍率の2、4、8 倍まで表示可能。

(2) 移動慣性の設定

スライドの移動における慣性の度合いを変更することができます。

慣性のスケールバーをマウスでスライドすることで慣性の度合いを変更できます。

無効、重い、標準、軽い、非常に軽い、の5段階に設定できます。

(3) 矢印キー操作時のスクロール距離の固定

“矢印キー操作時のスクロール距離を固定”を on にすると、矢印キーによるスライド移動を行う際にキーを1回押したときの移動距離を固定することができます。

(4) ナビゲーションの項目から“矢印キー操作時のスクロール距離を固定”を on にしてスケールバーを表示します。




図 7-79

(5) スケールバーをマウスでスライドさせて矢印キーを1回押したときに画面の何パーセントを移動させるか指定します。

(6) マウスホイールにより段階的に拡大する

マウスホイールによる画像の拡大を行うときに段階的に拡大することができます。

“マウスホイールにより段階的に拡大”のチェックボックスを選択し、設定します。

7-4-2-2 反転設定

(1) 矢印キー操作時のスクロール方向の設定

矢印キーによる画像の移動を行ったときの移動方向を反転することができます。

“矢印キーによるスクロール方向を反転”のチェックボックスを選択し、移動方向を反転します。

(2) 画像回転方向の設定

“R”キーまたは“Ctrl”キー(Mac OS では“Option”キー)を押しながら “←”“→”キーを押して画像の回転を行ったときの回転方向を反転することができます。

“回転方向を反転”のチェックボックスを選択し、回転方向を反転します。

(3) ジョイスティック操作の方向の設定

ジョイスティックによる画像の移動を行うときの移動方向を反転することができます。

“ジョイスティック操作を反転”のチェックボックスを選択し、移動方向を反転します。

(4) マウスホイールによる拡大操作の方向の設定

マウスホイールによる画像の拡大を行うときのホイールの回転方向を反転することができます。

“マウスホイールによる拡大操作を反転”のチェックボックスを選択し、回転方向を反転します。

7-4-3 ファイルブラウザ

ファイルブラウザの設定することができます。

(1) 設定ウインドウを表示します。

(2) 設定ウインドウの“ブラウザ”をクリックして各設定を行います。



図 7-80

7-4-3-1 ファイルブラウザ

ファイルブラウザの設定することができます。

- (1) “起動時に前回表示していた画像のフォルダを表示する”チェックボックスを選択することで、前回表示していたスライドファイルのフォルダを起動時に表示します。
- (2) “ホームにマイネットワークを表示する”を on にすることで、ホーム画面にネットワークコンピュータを表示します。

注記

- お使いのコンピュータのネットワーク環境によっては、表示に時間がかかる場合があります。

- (3) “ファイル選択後にブラウザを閉じる”チェックボックスを選択することで、スライドファイル選択後に自動的にファイルブラウザを閉じます。
- (4) “画像が含まれているフォルダを自動で開く”チェックボックスを選択することで、スライドファイルよりソフトウェアを起動した際、また画面にスライドをドラッグ&ドロップして開いた際に、自動的にファイルブラウザを更新します。
- (5) サムネイル画像の種類を変更します。
サンプル画像、スライド画像、ラベル画像より選択して表示します。

サンプル画像	サンプルの全体像を表示します。
スライド画像	ガラススライドの全体像を表示します。
ラベル画像	ラベルの画像を表示します。

7-4-3-2 サムネイルとメタデータのキャッシュの設定

on に設定することでキャッシュが使用され、ファイルブラウザにファイルを表示する速度を向上させることができます。

キャッシュをクリアする場合は、“キャッシュ削除”をクリックします。

7-4-3-3 画像形式

ファイルブラウザに表示する画像形式を設定します。

注記

- NDP.view2 Plus をご使用の方は、他社スライドスキャナの画像形式のファイル(svs, scn, mrxs, czi)を開くことができます。詳細は NDP.view2 Plus 取扱説明書をご参照ください。

7-4-4 スケールバー

スケールバーの表示、およびその種類と長さを設定することができます。

- (1) 設定ウインドウを表示します。
- (2) 設定ウインドウの“スケールバー”をクリックして各設定を行います。




図 7-81

- (3) “スケールバーを詳細表示”を on にし、スケールバーを表示します。
- (4) “スタイル”から使用するスケールバーを選択します。
- (5) “スケールバーの長さ”でスケールバーの長さの最小値をピクセル単位で選択します。

7-4-5 ウィジェットの設定

ウィジェットの設定することができます。

- (1) 設定ウインドウを表示します。
- (2) 設定ウインドウの“ウィジェット”をクリックして各設定を行います。




図 7-82

7-4-5-1 ウィジェットの設定

ウィジェットの設定することができます。

“ウィジェットの表示”の on/off で、すべてのウィジェットの表示/非表示が選択できます。

“レンズ”を on にすることで、レンズ倍率変更のウィジェットを表示します。

“ヒストリ”を on にすることで、ヒストリ機能のウィジェットを表示します。

“フォーカス”を on にすることで、フォーカス面のウィジェットを表示します。

“ジョイスティック”を on にすることで、ジョイスティック操作のウィジェットを表示します。

“ビュー”を on にすることで、視点操作のウィジェットを表示します。

7-4-5-2 タイトルタグとラベル画像

タイトルタグとラベル画像の設定することができます。

タイトルタグの表示に関して、“ファイル名を常に表示する”、“ファイル名を自動的に隠す”、“ファイル名を非表示にする”より選択することができます。

ラベルの表示に関して、“ラベルを常に表示する”、“ラベルを自動的に隠す”、“ラベルを非表示にする”より選択することができます。

注記

- 各ウィジェットは画面右上に、ファイル名、ラベルは左上に表示されます。

7-4-6 ツールバーの設定

ツールバーの設定をすることができます。

- (1) 設定ウインドウを表示します。
- (2) 設定ウインドウの“ツールバー”をクリックして各設定を行います。




図 7-83

“ツールバーの表示”の on/off で、ツールバーの表示/非表示を選択できます。

“ツールバーを自動で隠す”を on にすることで、ツールバーを自動的に隠すことができます。マウスを画面上部に移動すると、ツールバーが現れます。

“アノテーション”を on にすることで、アノテーションツールをツールバーに表示します。

“登録アノテーション”を on にすることで、登録アノテーションをツールバーに表示します。

“ウインドウ”を on にすることで、ウインドウツールをツールバーに表示します。

“表示/非表示”を on にすることで、表示/非表示ツールをツールバーに表示します。

“アクション”を on にすることで、アクションツールをツールバーに表示します。

“レンズ”を on にすることで、倍率表示をツールバーに表示します。

“フォーカス”を on にすることで、フォーカス面をツールバーに表示します。

7-4-7 アドバンスト設定

拡張機能の設定することができます。

- (1) 設定ウインドウを表示します。
- (2) 設定ウインドウの“アドバンスト”をクリックして各設定を行います。




図 7-84

7-4-7-1 アドバンスト

拡張機能の設定することができます。

- (1) ローディングスレッド数の変更

画像をロードする際に、同時に読み込むスレッド数を設定することができます。

通常は“4”を設定しますが、古いパソコンで表示がスムーズでない場合は、値を減らすことで改善する場合があります。

- (2) テクスチャキャッシュサイズの変更

画像をロードする際の、テクスチャキャッシュサイズを設定することができます。

7-4-7-2 診断用途

診断用途の画像に関する設定することができます。

- (1) 診断用の画像を開くときに警告する

ON にすることで、開いた画像が診断用途に撮像されたものであった場合に、その旨を警告します。

7-4-8 画面設定

現在のウインドウレイアウトを保存することができます。

“保存”をクリックすると、ソフトウェア終了時に現在のウインドウ位置を保存し、次回起動時に同じ位置にウインドウを表示します。

7-4-9 表示言語の設定

画面の表示言語を変更することができます。

- (1) 設定ウインドウを表示します。

NDP.view2 アイコンを左クリックしてメインウインドウを開きます。

メインウインドウの“設定”を選択するか、キーボードの“P”キーを押します。

- (2) 設定ウインドウの“言語”をクリックして、お使いになる表示言語を選択します。



図 7-85

- (3) NDP.view2 を再起動します。

注記

- NDP.view2 を再起動した後、選択した言語表示に切り替わります。

7-4-10 画像表示設定

スライド画像の画質を調整することができます。

- (1) 表示設定ウインドウを表示します。
メインウインドウの“表示設定”を選択するか、もしくはキーボードの“I”キーを押します。



図 7-86




図 7-87

- (2) 各調整を行います。

ガンマ補正		ガンマの値を変更することができます。
ブライトネス & コントラスト		明るさを変更することができます。
		コントラストを変更することができます。
カラーバランス		各色 R/G/B の色合いを変更することができます。
カラープロファイル		カラープロファイルを適用します。
シャープエッジフィルタ		シャープエッジフィルタを適用します。
リセット		設定を観察モードの初期状態に戻します。
解析モード		設定を解析モード(リニア表示)の初期状態に戻します。

注記

- NanoZoomer で画像出力する際、色空間の項目で sRGB を選択した場合、各 NanoZoomer モデルで指定されているガンマ補正されたうえで画像出力される為、ガンマ補正の値は 1.0 で出力されます。ガンマ補正を二重で適用しないようご注意ください。

ndpis 形式のファイルのスライド画像を表示の際は、上記の項目に加え、各色素で取得した画像をそれぞれ切り替えて表示することができます。

表示したい色素のチェックボックスをチェックすると、該当する画像が表示されます。複数選択した場合は、該当する画像を重ねて表示します。




図 7-88

注記

- NDP.view2 Plus をご使用の方は、拡張設定において各色素で取得した画像を切り替えることができます。詳細は NDP.view2 Plus 取扱説明書をご参照ください。

ウインドウを閉じる場合は、ウインドウの右上隅の“×”ボタンをクリックします。
ウインドウを移動する場合は、ウインドウ上部のタイトルバーをドラッグします。
ウインドウの表示位置は、ソフトウェアを終了する時に自動的に保存されます。

7-4-11 画像情報

各スライドファイルの情報を確認することができます。

- (1) 画像情報を確認したいスライドファイルを選択します。
- (2) 画像情報ウインドウを表示します。
メインウインドウの“画像情報”を選択するか、もしくはキーボードの“F”キーを押します。




図 7-89

図 7-90

- ・ ウィンドウを閉じる場合は、ウィンドウの右上隅の“×”ボタンをクリックします。
- ・ ウィンドウの大きさは、画面右下隅をドラッグすると、変更することができます。
- ・ ウィンドウを移動する場合は、ウィンドウ上部のタイトルバーをドラッグします。
- ・ ウィンドウの表示位置と大きさは、ソフトウェアを終了する時に自動的に保存されます。

注記

- ・ 項目:色空間が sRGB の場合、項目内で表示しているガンマ値で補正した上で画像出力されています。
ガンマ補正を二重に適用しないようご注意ください。

7-5 操作一覧

7-5-1 WINDOWS での操作一覧

	マウス	キーボード
ヘルプ表示	メインウインドウ → ヘルプ	[F1]
スライドを開く	メインウインドウ → ブラウザ	[O]
スライドを閉じる	タブ領域の“×”ボタンをクリック タブ領域で右クリック → タブを閉じる	[Ctrl]+ [W] [ESC]
終了する	画面右上“×”ボタンをクリック メインウインドウ → 終了	[Alt] + [F4]
ツールウィジェット表示 *1	—	[T]
スライドの移動	左ドラッグ 左クリック (Map 画面) ジョイスティックウィジェット	[←],[→],[↑],[↓]
領域の拡大表示	マウスホイール上下 右ドラッグ (Map 画面でも可) ダブルクリック レンズウィジェット	[+],[−], [1]~[8] *2 [1] =1.25x [5] =20x [2] =2.5x [6] =40x [3] =5x [7] =80x [4] =10x [8] =160x
フォーカス	[Ctrl] + ホイール前後	[Page Up],[Page Down]
回転	ビューウィジェット	[R] 90 度回転 [Ctrl]+ [←],[→]
左右反転	ミラーウィジェット	[Alt] + [M]
上下反転	—	[Alt] + [F]
スライド表示のリセット	—	[Space]
分割表示	タブ領域で右クリック→画像分割メニュー	—
分割表示の同期	画像分割メニュー → 表示の同期	[Sift]+ [S]
同期の解除	画像分割メニュー → 同期の解除	[Sift]+ [S]
ウインドウを閉じる	—	[Esc]
マルチウインドウ	メインウインドウ → 新しいウインドウ	[Ctrl]+ [N]
すべてのウインドウの同期	メインウインドウ → すべての表示を同期	—
同期の解除	メインウインドウ → すべての同期を解除	—

	マウス	キーボード
アノテーションの表示／非表示	—	[A]
アノテーションリストの表示／非表示		[L]
アノテーションの付加	画像上で右クリック → メニューから選択	—
アノテーションハジャンプ	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → ジャンプ	—
アノテーションの編集	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → 編集	—
アノテーションの移動	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → 移動	—
アノテーションのコピー	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → コピー	—
アノテーションの切り取り	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → 切り取り	—
アノテーションの削除	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → 削除	—
アノテーションの貼り付け	アノテーションメニュー → 貼り付け	[Ctrl] + [V]
アノテーションの保存	アノテーションメニュー → エクスポート	[Alt] + [E]
トラッキングを有効	マップメニュー → トラッキング	—
トラッキングマップの表示	マップメニュー → トラッキングの表示	—
トラッキングマップのリセット	マップメニュー → トラッキングのリセット	—
バードビュー切り替え	バードビューウィジェット	[W]
マップ画面の表示切り替え	右クリック → メニュー→表示／非表示 → マップを表示／非表示	[M]
スケールバーの表示	右クリック → メニュー→表示／非表示 → スケールバーを表示／非表示	[B]
スケールバーの種類変更	—	[Ctrl] + [B]
スライド画像表示	メインウインドウ → スライド画像	[G]
画面の保存 (JPEG,BMP 形式保存)	メインウインドウ → 画面をエクスポート	[E]
解像度を変更して 画像の保存 (JPEG,BMP 形式保存)	右クリック → メニュー → 画像をエクスポート	[Ctrl] + [E]

	マウス	キーボード
画面のコピー	メインウインドウ → 画面のコピー	[C]
画像のコピー	右クリック → メニュー → クリップボードへコピー	[Ctrl] + [C]
スクリーンショットの コピー	メインウインドウ → スクリーンショットのコピー	[Print Screen]
設定	メインウインドウ → 設定	[P]
表示設定	メインウインドウ → 表示設定ウインドウ	[I]
画像情報表示	メインウインドウ → 画像情報	[F]
次のタブを表示 前のタブを表示	—	[Ctrl]+[Tab] [Ctrl]+ [Shift]+[Tab]
フォルダ内の次のスライドを 表示 前のスライドを表示	—	[Tab] [Shift]+[Tab]

1: レンズウィジェットやフォーカスウィジェットのことで。

2: 倍率メニューの表示および使用可能なショートカットキーは、元画像の倍率によって異なります。

注記

- 上記の表に無い機能の操作方法については、各該当する項目をご参照ください。

7-5-2 MAC OS での操作一覧

	マウス	キーボード
ヘルプ表示	メインウインドウ → ヘルプ	[F1]
スライドを開く	メインウインドウ → ブラウザ	[O]
スライドを閉じる	タブ領域の“×”ボタンをクリック タブ領域で右クリック → タブを閉じる	[Ctrl]+ [W] [Command]+ [W] [ESC]
終了する	画面右上“×”ボタンをクリック メインウインドウ → 終了	[Command]+[Q]
ツールウィジェット表示 *1	—	[T]
スライドの移動	左ドラッグ 左クリック (Map 画面) ジョイスティックウィジェット	[←],[→],[↑],[↓]
領域の拡大表示	マウスホイール上下 右ドラッグ (Map 画面でも可) ダブルクリック レンズウィジェット	[+],[−],[1]~[8] *2 [1] =1.25x [5] =20x [2] =2.5x [6] =40x [3] =5x [7] =80x [4] =10x [8] =160x
フォーカス	[Ctrl] + ホイール前後	[Page Up],[Page Down]
回転	ビューウィジェット	[R] 90度回転 [Option] + [←],[→]
左右反転	ミラーウィジェット	[Option] + [M]
上下反転	—	[Option] + [F]
スライド表示のリセット	—	[Space]
分割表示	タブ領域で右クリック	—
分割表示の同期	画像分割メニュー → 表示の同期	[Sift]+ [S]
同期の解除	画像分割メニュー → 同期の解除	[Sift]+ [S]
ウインドウを閉じる	—	[Esc]
マルチウインドウ	メインウインドウ → 新しいウインドウ	[Command]+ [N]
すべてのウインドウの同期	メインウインドウ → すべての表示を同期	—
同期の解除	メインウインドウ → すべての同期を解除	—
アノテーションの表示／非表示	—	[A]

	マウス	キーボード
アノテーションリストの表示／非表示	—	[L]
アノテーションの付加	画像上で右クリック → メニューから選択	—
アノテーションハジャンプ	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → ジャンプ	—
アノテーションの編集	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → 編集	—
アノテーションの移動	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → 移動	—
アノテーションのコピー	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → コピー	—
アノテーションの切り取り	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → 切り取り	—
アノテーションの削除	カーソルをアノテーションに合わせる → アノテーションメニュー → 削除	—
アノテーションの貼り付け	アノテーションメニュー → 貼り付け	[Ctrl] + [V] [Command] + [V]
アノテーションの保存	アノテーションメニュー → エクスポート	[Option] + [E]
トラッキングを有効	マップメニュー → トラッキング	
トラッキングマップの表示	マップメニュー → トラッキングの表示	
トラッキングマップのリセット	マップメニュー → トラッキングのリセット	
バードビュー切り替え	バードビューウィジェット	[W]
マップ画面の表示切り替え	右クリック → メニュー→表示／非表示 → マップを表示／非表示	[M]
スケールバーの表示	右クリック → メニュー→表示／非表示 → スケールバーを表示／非表示	[B]
スケールバーの種類変更	—	[Ctrl] + [B] [Command] + [B]
スライド画像表示	メインウインドウ → スライド画像	[G]
画面の保存 (JPEG,TIFF,BM 形式保存)	メインウインドウ → 画面をエクスポート	[E]
解像度を変更して 画像の保存 (JPEG,TIFF,BM 形式保存)	右クリック → メニュー → 画像をエクスポート	[Ctrl] + [E] [Command] + [E]

	マウス	キーボード
画面のコピー	メインウインドウ → 画面のコピー	[C]
画像のコピー	右クリック → メニュー → クリップボードへコピー	[Ctrl] + [C] [Command] + [C]
スクリーンショットの コピー	メインウインドウ → スクリーンショットのコピー —	[Command] + [Shift] + [3]
設定	メインウインドウ → 設定	[P]
表示設定	メインウインドウ → 表示設定ウインドウ	[I]
画像情報表示	メインウインドウ → 画像情報	[F]
次のタブを表示 前のタブを表示	—	[Ctrl] + [Tab] [Ctrl] + [Shift] + [Tab]
フォルダ内の次のスライドを 表示 前のスライドを表示	—	[Tab] [Shift] + [Tab]

1: レンズウィジェットやフォーカスウィジェットのことです。

2: 倍率メニューの表示および使用可能なショートカットキーは、元画像の倍率によって異なります。

注記

- 上記の表に無い機能の操作方法については、各該当する項目をご参照ください。

8. 画像配信サーバの画像閲覧

8-1 閲覧方法

画像配信サーバ(NZConnect、および NDP.serve3)で公開されているデジタルスライドを閲覧するには以下 2 つの方法があります。

(1) NDP.view2 ソフトウェアによる閲覧

NDP.view2 ソフトウェアと同様に、フルスクリーンで画像を閲覧することができます。
NDP.view2 ソフトウェアを閲覧パソコンにインストールする必要があります。

注記

- 詳細は 8-2 「NDP.view2 ソフトウェアによる閲覧」をご参照ください。

(2) ウェブビューアによる閲覧

ブラウザ内にウェブビューアを表示し、画像を閲覧します。
NDP.view2 ソフトウェアを閲覧パソコンにインストールする必要はありません。

注記

- 詳細は 8-3 「ウェブビューアによる閲覧」をご参照ください。

初めて画像配信サーバの画像にアクセスする場合は、画像を選択した際に以下のダイアログが表示されます。ご使用になるビューアを選択し、画像を表示してください。



図 8-1

注記

- 使用するビューアは後から変更することができます。詳細は画像配信サーバ (NZConnect および NDP.serve3) 取扱説明書をご参照ください。

注記

- 画像配信サーバ上の画像を閲覧する際に、アクセス権限が無いために、一部の操作ができない場合があります。(ステータスの表示、アノテーションの記入、画像の切り出し)。アクセス権限に関しては、画像配信サーバの管理者にお問い合わせください。

8-2 NDP.view2 ソフトウェアによる閲覧

NDP.view2 ソフトウェアと同様に、フルスクリーンで画像を閲覧することができます。
NDP.view2 ソフトウェアを閲覧パソコンにインストールする必要があります。

注記

- 既に NDP.view2 ソフトウェアがインストールされている場合は、再度インストールする必要はありません。

(3) NDP.view2 ソフトウェアをダウンロードします。

画像配信サーバにアクセスし、任意の画像を表示しようとする、以下のウインドウが開きます。



図 8-2

ダウンロードサイトへのリンクをクリックすると、浜松ホトニクスホームページに移動します。
該当の OS を選択し、ダウンロードをクリックしてください。

注記

- インストールについては、5「インストール」の手順に従って行ってください。

画像の閲覧操作は NDP.view2 ソフトウェアと同様になります。

8-3 ウェブビューアによる閲覧

ブラウザ内にウェブビューアを表示し、画像を閲覧します。
NDP.view2 ソフトウェアを閲覧パソコンにインストールする必要はありません。

注記

- ウェブビューアでは下記の機能をご利用いただけません。下記の機能をご利用になりたい場合は、NDP.view2 ソフトウェアをご使用ください。

ファイルブラウザ
画像の反転
バードビュー
マルチウィンドウ
アノテーションリスト
アノテーションのコピー、切り取り、貼り付け
解像度を変更してのエクスポート
画面のコピー
トラッキングマップ

8-3-1 デジタルスライドの表示

スライドファイルは、画像配信サーバの画像閲覧メニューより選択することで開くことができます。




図 8-3




図 8-4

スライドを閉じる場合は、ブラウザの戻るボタンを押すことで、元のリストに戻ることができます。

8-3-2 メインウインドウ

ウェブビューアにおいてメニューウインドウはツールバーの形で画面左に表示されます。




図 8-5

ツールバーにマウスを重ねることで、メニューウインドウが表示されます。




図 8-6

メニューウインドウ右上のピンマークをクリックすることで、ツールバーを最小化することができます。



図 8-7

8-3-3 デジタルスライドの操作

ウェブビューアの操作方法は、基本的には NDP.view2 ソフトウェアと同様になりますが、一部機能において異なる箇所があります。

8-3-3-1 画像の回転

NDP.view2 ソフトウェアと同様、“R”キーを押すと表示画像が 90°毎に回転しますが、任意に画像を回転させる方法が異なります。

メインメニューより、“回転”を選択、もしくは、“Alt”+“R”キー、もしくは“Ctrl”+“R”を押すと、Rotation ウィンドウが表示され、任意の角度を入力することができます。



図 8-8

8-3-3-2 画像の切り出し、コピー

ウェブビューアにおいて、画像の切り出し(エクスポート)は現在閲覧している倍率のみ可能になります。また、ファイルフォーマットは JPEG 形式となります。



図 8-9

9. ソフトウェア使用許諾

本製品に付属のソフトウェア(ただし、ソフトウェア単独製品の場合は、本製品全部をいう。以下「本ソフトウェア」と記載)は、以下に定める条件に同意いただくことが使用の条件になりますのでご使用前に必ずお読みください。

9-1 著作権等

本ソフトウェアおよび取扱説明書等に関するすべての所有権、知的財産権その他一切の権利は浜松ホトニクス株式会社(以下「弊社」と記載)に帰属します。本使用許諾書により明示的に許諾された事項を除き、弊社はお客様に対していかなる権利も譲渡または付与するものではなく、本ソフトウェアおよび取扱説明書に関する全ての権利は弊社に留保されます。

9-2 使用許諾の範囲

弊社はお客様に対して、以下の条件による非独占的使用権を許諾いたします。

- (1) お客様は本ソフトウェアを、NanoZoomer で取得したデジタルスライド画像を閲覧目的にて使用する場合は、複数台のコンピュータにインストールすることができます。
- (2) お客様はバックアップの目的およびデジタルスライド画像の閲覧目的にて使用する場合は、本ソフトウェアを複製することができます。
- (3) お客様は本ソフトウェアの解析、変更および改造はできません。

9-3 保証の範囲

- (1) 本ソフトウェアの記憶媒体に物理的欠陥があり、正常に使用できなかった場合、保証期間内は無償交換もしくは代替製品を納入いたします。
- (2) 本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失・損害などについて、いかなる場合においても一切責任を負うものではありません。
- (3) 本ソフトウェアに誤り(バグ)が発見され、これが修正された場合には修正されたソフトウェアまたは修正のためのソフトウェア(以下修正ソフトウェアと記載)または修正に関する情報を提供するものとします。ただし、修正ソフトウェアまたは修正に関する情報の提供の必要性、時期、期間は弊社の裁量で決定させていただきます。

9-4 損害賠償の免責

本ソフトウェアおよびその使用に関わる法律上の瑕疵担保責任を含む弊社の責任は本ソフトウェア使用許諾書記載の内容を限度とします。弊社は、お客様が本ソフトウェアを使用したことにより被ったいかなる直接的、間接的または偶発的損害も保証、賠償する義務はないものとします。たとえ弊社またはその供給者が損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。

9-5 準拠法

本使用許諾書は、日本国法に準拠するものとします。

9-6 その他

本使用許諾書に定めのない事柄、または本使用許諾書について疑義が生じた場合は、お客様と弊社の両者誠意を以って協議の上決定します。万一訴訟が生じた場合には、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。

10. 連絡先

浜松ホトニクス株式会社
システム事業部 カスタマーサクセス部
カスタマーサービス

〒431-3196 静岡県浜松市中央区常光町812番地
TEL (053)431-0145
FAX (053)433-8031
E-Mail support@sys.hpk.co.jp

- 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
- 本書の一部、もしくは全部を無断で複製・転写することを禁じます。
- 本書について、次のような問題が生じた場合には、お手数ですが弊社までご連絡ください。

(弊社連絡先は本書の「連絡先」をご参照ください)直ちに対処させていただきます。

- ・ 本書の内容に不審な点や誤り、記載漏れ等があった場合
- ・ 乱丁・落丁などの不備が発見された場合
- ・ 本書を紛失または汚損した場合