

# ■スポット光源LC8メンテナンス用ランプ セレクションガイド

LC8 (L9588、L9566シリーズ) のメンテナンス用ランプのセレクションガイドです。

ランプ交換をお考えのお客様は、こちらのセレクションガイドをご参照いただき、適切なメンテナンス用ランプをご選定ください。

型名	発光波長	メンテナンス用ランプ <sup>①</sup>	保証寿命
L9566-01A、L9588-01A	【365 nmタイプ】 300 nm ~ 450 nm	L10852	4000 h (at 365 nm)
L9566-02A、L9588-02A	【250 nm帯増強タイプ】 240 nm ~ 400 nm	L10852	4000 h (at 365 nm)
L9566-03、L9588-03	【可視光タイプ】 400 nm ~ 700 nm	L14753	2000 h (at 436 nm)
L9566-04、L9588-04	【全反射タイプ】 300 nm ~ 800 nm	L14753	2000 h (at 436 nm)
L9566-06A、L9588-06A	【365 nm広帯タイプ】 240 nm ~ 550 nm	L10852	4000 h (at 365 nm)

NOTE: ① L10852は200 W高安定水銀キセノンランプ、L14753は150 W高安定キセノンランプ（低オゾンタイプ）です。

●本資料の記載内容は2022年12月現在のものです。製品の仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります。

## 浜松ホトニクス株式会社 [www.hamamatsu.com](http://www.hamamatsu.com)

- 仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1(青葉通プラザ11階) TEL (022)267-0121 FAX (022)267-0135
- 筑波営業所 〒305-0817 つくば市研究学園5-12-10(研究学園スクウェアビル7階) TEL (029)848-5080 FAX (029)855-1135
- 東京営業所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4(常盤橋タワー11階) TEL (03)6757-4994 FAX (03)6757-4997
- 中部営業所 〒430-8587 浜松市中区砂山町325-6(日本生命浜松駅前ビル) TEL (053)459-1112 FAX (053)459-1114
- 大阪営業所 〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13(大阪国際ビル10階) TEL (06)6271-0441 FAX (06)6271-0450
- 西日本営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-6(いちご博多イーストビル5階) TEL (092)482-0390 FAX (092)482-0550
- 電子管営業推進部 〒438-0193 静岡県磐田市下神増314-5 TEL (0539)62-5245 FAX (0539)62-2205