

イメージセンサ用駆動回路、マルチチャンネル検出器ヘッド、コントローラのソフトウェアのOS対応

駆動回路、 マルチチャンネル検出器ヘッド	イメージセンサ	インターフェース	アプリケーション ソフトウェア	DLL	Windows 7		Windows 8/8.1	Windows 10	開発環境		サンプルプロ グラム
					32-bit	64-bit	32-bit/64-bit	32-bit/64-bit	Visual Studio	LabVIEW	
C11165-02	S11155/S11156	USB 2.0	DCam-USB	DCamUSB.dll DCamTmpCtrl.dll	○	○	×	○	VS2008以上	○	○ (C#, C++, LabVIEW)
C11160	S11151-2048										
C11287	S10420-01										
C11288	S11071										
C11513	G11620										
C11860	S11850	USB 2.0	DcIc-USB	DcIcUSB.dll	○	○	×	○	VS2008以上	○	○ (C++, LabVIEW)
C13015-01	S11639-01, S13496, S12706, S11638										
C10854	G10768	CameraLink Base configuration	DCam-CL	SSDic.dll	○	○	×	○	VS2008以上 (NI社製CameraLink ボードの使用が必要)	× (DLLはLabVIEWから Data取得関数が実行不 可)	○ (C++)
C11514	G11135										
C11512	G11097-0606S										
C11512-02	G12242-0707W G12460-0606S										
C12081	S12071										
C9266	S10810, S10811	USB 2.0	C9266APL	DCAMLIB.dll	○	○	×	○	Visual C++ 2008以上	○	×
コントローラ C7557-01	S703x シリーズ など	USB 2.0	C7557-01 APP	McdMain.dll	○	○	○	○	Visual C++ 2015以上	○	○ (C++, LabVIEW)